


en	Instruction For Use
bg	Инструкции за употреба
cs	Pokyny pro použití
da	Brugsanvisning
de	Gebrauchsanweisung
el	Οδηγίες χρήσης
es	Instrucciones de uso
et	Kasutusjuhised
fi	Käyttöohjeet
fr	Mode d'emploi/Notice d'utilisation
hu	Használati utasítás
it	Istruzioni per l'uso
lt	Naudojimo instrukcijos
lv	Lietošanas instrukcija
nl	Gebbruiksaanwijzing
no	Bruksanvisning
pl	Instrukcja obsługi
pt	Instruções de utilização
ro	Instrucțiuni de utilizare
sk	Návod na použitie
sv	Bruksanvisning
tr	Kullanım talimatları

**ARGON MEDICAL DEVICES, INC.**

1445 Flat Creek Road
Athens, Texas 75751 USA
Tel: +1 (903) 675 9321
Tel: +1 (800) 927 4669
www.argonmedical.com

**EMERGO EUROPE**

Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
+31 70 345 8570



The symbols glossary is located electronically at www.argonmedical.com/symbols



IFU71011/1019B

en - English**Indication for use**

The product is for nephrostomies.

Duration

Up to 12 weeks.

Warnings

- This device was designed, tested and manufactured for single use only. Reuse or reprocessing has not been evaluated and may lead to its failure and subsequent patient illness, infection or other injury. Do not reuse, reprocess or re-sterilize this device.
- Do not use if package appear open or if the expiry date has been exceeded.
- The product must only be used by qualified personnel who are familiar with the technique.

Preparation

- Advance the straightener carefully over the curvature of the catheter, while straightening the curvature with your fingers.
- When fully straighten ensure that the guidewire can pass through the catheter before use.

Procedure

- Perform the skin incision under local anaesthesia.
- Introduce the needle as far as renal pelvis using ultrasound guidance, CT or fluoroscopy.
- Verify correct position by aspiration or by injection of contrast medium and fluoroscopy.
- When correctly positioned introduce the guidewire through the needle.
- Withdraw the needle over the guidewire.
- Dilate the canal.
- Introduce the catheter (with the straightener) over the guidewire.
- Remove the straightener.
- Verify correct position using fluoroscopy.
- When the catheter is positioned in renal pelvis, remove the guidewire.
- Connect the catheter to a drainage bag using a suitable connecting tube.

It is recommended affixing the catheter in a straight line and that any curvature be applied to the connecting tube.

It is recommended that the physician follow the hospital's standard of care procedures for drainage catheters.

Removal of catheter

- Disconnect the drainage bag connector tube from catheter.
- Pull the catheter out gently. If access is to be maintained, a straight floppy tip guidewire passed through the catheter will facilitate removal while maintaining access.

Storage

Store in a dark, dry, cool place. Avoid extended exposure to light.

bg - Български**Показания**

Продуктът е предназначен за нефростомии

Продължителност

До 12 седмици

Предупреждения

- Това изделие е проектирано, тествано и произведено само за еднократна употреба. Повторното използване или обработка не са оценявани и може да доведат до неговото увреждане с последващо заболяване на пациента, инфекция или друга травма. Това изделие да не се употребява повторно, обработва повторно или стерилизира повторно.
- Да не се използва, ако опаковката изглежда отворена или срокът на годност е изтекъл.
- Продуктът трябва да се използва само от квалифициран персонал, който е запознат с техниката на прилагане.

Подготовка

- Придвигнете приспособлението за изправяне внимателно напред над извивката на катетъра, като същевременно изправяте извивката с пръсти.
- Когато вече е напълно изправена, проверете дали водачът може да премине през катетъра, преди да използвате.

Процедура

- Извършете кожния разрез под локална анестезия.
- Въведете иглата чак до бъбречното легенче, под ехографски, КТ или флуороскопски контрол.
- Проверете дали е позиционирана правилно с помощта на аспирация или с инжектиране на контрастно вещество и флуороскопия.
- Когато вече е позиционирана правилно, въведете през нея водача.
- Изтеглете обратно иглата върху водача.
- Дилатирайте канала.
- Въведете катетъра (заедно с приспособлението за изправяне) върху водача.
- Извадете приспособлението за изправяне
- Проверете дали позицията е правилна с помощта на флуороскопия.
- Когато катетърът вече е позициониран в бъбречното легенче, извадете водача.
- Свържете катетъра с дренажна торбичка, като използвате подходяща конекторна тръбичка.

Препоръчва се катетърът да бъде фиксиран изправен, а ако има извивка, тя да бъде на свързващата тръбичка.

Препоръчва се лекарят да следва стандарта на болницата за процедурите за дренажни катетри.

Изваждане на катетъра

- Отделете свързващата тръбичка на дренажната торба от катетъра.
- Издърпайте внимателно катетъра навън. Ако е необходимо да се поддържа достъп до участъка, прокарането на прав водач с гъвкав връх през

катетъра ще помогне за изваждането на катетъра, при запазване на достъп до участъка.

Съхранение

Да се съхранява на тъмно, сухо и хладно място. Да се избягва продължителна експозиция на светлина.

cs - čeština**Indikace k použití**

Produkt je určen pro nefrostomie.

Délka trvání

Až 12 týdnů

Varování

- Toto zařízení bylo navrženo, testováno a vyrobeno pro použití pouze pro jednoho pacienta. Opakované použití nebo regenerace tohoto zařízení nebyla vyhodnocena a může vést k jeho selhání a následnému onemocnění, infekci nebo jinému poškození zdraví pacienta. Nepoužívejte toto zařízení opakovaně, neregenerujte je, ani je opakovaně nesterilizujte.
- Nepoužívejte, je-li obal otevřený nebo jestliže bylo překročeno datum expirace.
- Výrobek je dovoleno používat jedině kvalifikovaným personálem, který je s danou technikou dobře seznámen.

Příprava

- Opatrně posouvejte vyrovnávací díl přes ohyb katétru. Ohyb současně narovnávejte svými prsty.
- Po úplném narovnání zkontrolujte, zda může vodící drát procházet katétre.

Postup

- Kožní incizi provedte v místní anestézii.
- Zasuňte jehlu co nejdále do ledvinné pánvičky za kontroly ultrazvukem, CT nebo skiaskopií.
- Ověřte si správnou polohu aspirací nebo injekcí kontrastní látky a skiaskopií.
- Po správném umístění zaveďte vodící drát přes jehlu.
- Vytáhněte jehlu po vodícím drátu.
- Dilatujte kanál.
- Zasuňte katétru (s napřimovacím nástrojem) po vodícím drátu.
- Vyjměte napřimovací nástroj.
- Správnou polohu si ověřte pomocí skiaskopie.
- Když je katétru umístěn v ledvinné pánvičce, vodící drát odstraňte.
- Katétru upevněte pomocí vhodné spojovací trubičky k drenážnímu sáčku.

Doporučuje se připevnit katétru v přímé linii a bez jakéhokoliv zahnutí spojovací hadičky.

Doporučuje se, aby lékař postupoval dle nemocničních standardů péče o drenážní katétr.

Odstranění katétru

- Odpojte spojovací hadičku drenážního vaku od katétru.

- Jemne katétre udtåhne. Pokud je třeba přístup udržet, usnadní odstranění při zachování přístupu rovný vodič drát s ohebnou špičkou zasunutý přes katétre.

Uchovávání

Uchovávejte na chladném, tmavém a suchém místě. Zamezte delší expozici přímému světlu.

da - Dansk

Indikationer for brug

Dette produkt er til nephrostomi

Varighed

Op til 12 uger

Advarsler

- Udstyret er udelukkende udformet, afprøvet og fremstillet til engangsbrug. Genanvendelse og rengøring til genbrug er ikke blevet vurderet og kan forårsage, at udstyret ikke fungerer korrekt og medfører sygdom, infektion eller anden skade på patienten. Dette udstyr må ikke genanvendes, rengøres til genbrug eller resteriliseres.
- Må ikke anvendes, hvis pakningen er åben, eller hvis udløbsdatoen er overskredet.
- Dette produkt må kun anvendes af kvalificeret personale, som er bekendt med teknikken.

Klargøring

- Før udretteren langsomt hen over katetrets krumning, mens krumningen rettes ud med fingrene.
- Før brugen skal det sikres, at guidewiren kan passere gennem katetret, når dette er blevet rettet helt ud.

Fremgangsmåde

- Udfør hudincisionen under lokalbedøvelse.
- Nålen føres så langt ind som til nyrebækkenet vha. vejledning med ultralyd, CT eller fluoroskopi.
- Korrekt placering bekræftes ved aspiration eller ved injektion af kontrastmiddel og fluoroskopi.
- Efter korrekt placering føres guidewiren gennem nålen.
- Nålen trækkes ud over guidewiren.
- Kanalen dilateres.
- Kateteret indføres (med udretteren) over guidewiren.
- Udretteren fjernes
- Kontrollér, at endoprotesen sidder rigtigt, ved hjælp af fluoroskopi.
- Når kateteret er anlagt i nyrebækkenet, fjernes guidewiren.
- Tilslut katetret til en dræpose ved hjælp af en egnet tilslutningsslange.

Det anbefales at fastgøre kateteret i lige linje, og at eventuelle bøjninger udføres på tilslutningsslangen.

Det anbefales, at lægen følger hospitalets standardpraksis for drænegatetre.

Udtagning af kateter

- Drænageposens tilslutningslange løsnes fra kateteret.
- Kateteret trækkes varsomt ud. Hvis adgangen skal opretholdes, gøres udtagningen nemmere ved at indføre en ret guidewire med blød spids gennem kateteret.

Opbevaring

Skal opbevares mørkt, tørt og køligt. Undgå langvarig udsættelse for lys.

de - Deutsch

Gebrauchsanweisung

Das Produkt ist für Nephrostomien bestimmt.

Dauer

Bis zu 12 Wochen

Warnhinweise

- Diese Vorrichtung wurde nur für den Einmalgebrauch entwickelt, getestet und hergestellt. Eine Wiederverwendung oder Wiederbearbeitung wurde nicht beurteilt und kann u. U. zu einem Versagen und somit zu einer Erkrankung, Infizierung oder Verletzung eines Patienten führen. Diese Vorrichtung nicht wiederverwenden, wiederbearbeiten oder resterilisieren.
- Nicht verwenden, falls die Verpackung geöffnet wurde oder das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist.
- Das Produkt darf nur von Fachpersonal angewendet werden, denen das Verfahren bekannt ist.

Vorbereitung

- Den Strecker vorsichtig entlang der Krümmung des Katheters vorschieben, während diese mit den Fingern gestreckt wird.
- Vergewissern Sie sich bei voller Streckung vor der Anwendung, dass der Führungsdraht durch den Katheter vorgeschoben werden kann.

Verfahren

- Den Einschnitt in die Haut unter Gabe eines Lokalanästhetikums durchführen.
- Die Nadel mit Ultraschall, CT oder Fluoroskopie als Orientierungshilfe bis zum Nierenbecken einführen.
- Die korrekte Position durch Aspiration oder Injektion von Kontrastmittel und mit Fluoroskopie bestätigen.
- Bei richtiger Positionierung den Führungsdraht durch die Nadel einführen.
- Die Nadel über den Führungsdraht zurückziehen.
- Den Kanal dilatieren.
- Den Katheter (mit Strecker) über den Führungsdraht einführen.
- Den Strecker entfernen.
- Mittels Fluoroskopie die korrekte Position überprüfen.
- Wenn sich der Katheter im Nierenbecken befindet, den Führungsdraht entfernen.
- Den Katheter über einen geeigneten Anschlusschlauch an einen Drainagebeutel anschließen.

Es wird empfohlen, den Katheter geradlinig anzubringen und eine erforderliche Krümmung am Anschlussschlauch vorzunehmen.

Es wird empfohlen, dass der Arzt die Standardversorgungsverfahren des Krankenhauses für Drainagekatheter befolgt.

Entfernen des Katheters

- Den Anschlussschlauch des Drainagebeutels vom Katheter abnehmen.
- Den Katheter vorsichtig herausziehen. Wenn der Zugang erhalten bleiben soll, erleichtert das Einführen eines geraden Führungsdrahts mit biegsamer Spitze durch den Katheter das Entfernen und den Erhalt des Zugangs.

Lagerung

An einem dunklen, kühlen Ort lagern. Längere Lichteinwirkung vermeiden.

el - Ελληνικά

Οδηγίες χρήσης

Το προϊόν προορίζεται για νεφροστομίες

Διάρκεια

Έως και 12 εβδομάδες

Προειδοποιήσεις

- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και κατασκευαστεί για μία μόνο χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση ή η επανεπεξεργασία δεν έχει αξιολογηθεί και ενδέχεται να οδηγήσει στη δυσλειτουργία της συσκευής και ακολούθως σε ασθένεια, μόλυνση ή άλλο τραυματισμό του ασθενούς. Μην την επαναχρησιμοποιείτε, ή επανεπεξεργάζεστε ούτε να επαναποστειρώνετε τη συσκευή.
- Μην το χρησιμοποιήσετε εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί ή η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που έχει εμπειρία με την τεχνική αυτή.

Προετοιμασία

- Προωθήστε τον ευθυγραμμιστή προσεκτικά πάνω από το σημείο καμπυλότητας του καθετήρα, ενώ ευθυγραμμίζετε την καμπυλότητα με τα δάκτυλά σας.
- Πριν τη χρήση και όταν έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως το σημείο καμπυλότητας, βεβαιωθείτε ότι μπορεί να διαπεράσει ο συρμάτινος οδηγός τον καθετήρα.

Διαδικασία

- Εκτελέστε τη δερματική τομή με τοπική αναισθησία.
- Εισάγετε τη βελόνα έως τη νεφρική πύελο με καθοδήγηση μέσω υπερήχων, αξονικής υπολογιστικής τομογραφίας (CT) ή ακτινοσκόπησης.
- Επαληθεύστε τη σωστή θέση μέσω αναρρόφησης ή έγχυσης ακτινοσκιερού μέσου και ακτινοσκόπησης.
- Όταν έχει τοποθετηθεί σωστά, εισάγετε το οδηγό σύρμα μέσω της βελόνας.
- Αποσύρετε τη βελόνα πάνω από το οδηγό σύρμα.
- Διαστειλέτε το κανάλι.

- Προωθήστε τον καθετήρα (μαζί με τον ευθυγραμμιστή) πάνω από το οδηγό σύρμα.
- Αφαιρέστε τον ευθυγραμμιστή
- Επιβεβαιώστε τη σωστή θέση του καθετήρα με ακτινοσκόπηση.
- Όταν ο καθετήρας έχει τοποθετηθεί στη νεφρική πύελο, αφαιρέστε το οδηγό σύρμα.
- Συνδέστε τον καθετήρα με το σάκο παροχέτευσης χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο συνδετικό σωλήνα.

Σας συνιστούμε να προσαρτήσετε τον καθετήρα σε ευθεία γραμμή και να εφαρμόσετε οποιαδήποτε καμπύλωση στο συνδετικό σωλήνα.

Συνιστούμε στους γιατρούς την τήρηση των προτύπων του νοσοκομείου για τις διαδικασίες φροντίδας των καθετήρων παροχέτευσης.

Αφαίρεση του καθετήρα

- Αποσυνδέστε το σωλήνα του σάκου παροχέτευσης από τον καθετήρα.
- Τραβήξτε τον καθετήρα προσεκτικά. Εάν πρόκειται να διατηρήσετε την πρόσβαση, το πέρασμα ενός ευθύγραμμου οδηγού σύρματος με εύκαμπτο άκρο μέσω του καθετήρα θα διευκολύνει την αφαίρεση καθώς διατηρείτε την πρόσβαση.

Φύλαξη

Φυλάσσετε σε σκοτεινό, ξηρό και δροσερό μέρος. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε φως.

es - Español

Indicación de uso

El producto se usa para nefrostomías

Duración

Hasta 12 semanas.

Advertencias

- Este dispositivo se diseñó, probó y fabricó para un solo uso. No se ha evaluado la reutilización ni el reprocesamiento y esto puede crear una falla y, por consiguiente, una enfermedad, infección o lesión al paciente. No reutilice, reprocese ni reesterilice este dispositivo.
- No usar el producto si el paquete parece estar abierto o si se superó la fecha de vencimiento.
- El producto solo debe ser usado por personal calificado que esté familiarizado con la técnica.

Preparación

- Hacer avanzar el enderezador con cuidado sobre la curvatura del catéter y, al mismo tiempo, enderezar la curvatura con los dedos.
- Una vez enderezado por completo, asegurarse de que el alambre guía pueda pasar a través del catéter antes del uso.

Procedimiento

- Realizar la incisión en la piel con anestesia local.
- Inserte la aguja hasta la pelvis renal usando como guía el ultrasonido, la tomografía computada o la fluoroscopia.

- Verifique la correcta posición por aspiración o por inyección de medio de contraste y fluoroscopia.
- Cuando esté correctamente posicionado introduzca el alambre guía a través de la aguja.
- Retire la aguja sobre el alambre guía.
- Dilate el canal.
- Inserte el catéter (con el enderezador) sobre el alambre guía.
- Retire el enderezador
- Verificar la posición correcta mediante fluoroscopia.
- Cuando el catéter esté posicionado en la pelvis renal retire el alambre guía.
- Conectar el catéter a una bolsa de drenaje a través de un tubo de conexión adecuado.

Se recomienda fijar el catéter en línea recta, y que cualquier curvatura se aplique al tubo conector.

Se recomienda que el médico siga los procedimientos de atención normales del hospital para el uso de catéteres de drenaje.

Extracción del catéter

- Desconecte el catéter del tubo conector de la bolsa de drenaje.
- Tire el catéter hacia afuera con suavidad. Si se debe mantener el acceso, un alambre guía de punta recta flexible a través del catéter facilitará la remoción, manteniendo a la vez, el acceso.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar oscuro, seco y fresco. Evitar la exposición prolongada a la luz.

et - Eesti keel

Kasutusnäidustused

See toode on nefrostoomiate jaoks

Kestus

Kuni 12 nädalat

Hoiatused

- See seade on kujundatud, testitud ja toodetud ainult ühekordseks kasutamiseks. Seadme korduvkasutamine või korduvtöötlemine võib viia selle rikkeni ning sellest lähtuvalt patsiendi haigestumiseni, infektsiooni tekkimiseni või muu vigastuseni. Seda seadet ei tohi korduvkasutada, korduvtöödelda ega korduvsteriliseerida.
- Ärge kasutage, kui pakend näib avatud või kui kõlblikkusaeg on möödunud.
- Toodet tohib kasutada üksnes vastavaid tehnikaid tundev kvalifitseeritud personal.

Ettevalmistus

- Viige sirgendaja ettevaatlikult kateetri kaare kohale, sirgendades samal ajal kumerust sõrmedega.
- Pärast täielikult sirgestamist veenduge enne kasutamist, et juhtetraat saab kateetri läbida.

Protseduur

- Tehke naha sisselõige kohaliku tuimestusega.

- Sisestage nõel võimalikult kaugemale neeruvaagnasse ultrahelijuhtimise, kompuutertomograafia või fluoroskoopia abil.
- Kontrollige asetuse õigsust aspiratsiooniga või kontrastaine süstimise ja fluoroskoopiaga.
- Õige asetuse korral viige juhtetraat sisse läbi nõela.
- Tõmmake nõel juhtetraadi kohalt tagasi.
- Laiendage kanal.
- Sisestage kateeter (sirgendajaga) üle juhtetraadi.
- Eemaldage sirgendaja
- Kontrollige fluoroskoobi abil asendi õigsust.
- Kui kateeter on neeruvaagnasse kohale viidud, eemaldage juhtetraat.
- Ühendage kateeter drenaažikotiga, kasutades sobivat ühendusvoolikut.

Soovitav on kinnitada kateeter sirgjooneliselt ja et kõverusi esineks ainult ühendustorus.

Arstil soovitatakse järgida haiglas drenaažikateetrite jaoks kehtivaid hooldusstandardeid.

Kateetri eemaldamine

- Ühendage drenaažikoti ühendustoru kateetri küljest lahti.
- Tõmmake kateeter õrnalt välja. Kui soovitakse juurdepääsu säilitada, siis eemaldamist lihtsustab kateetrist läbi viidav sirge, pehme otsaga juhtetraat, mille abil säilitatakse juurdepääs.

Hoiundamine

Hoidke pimedas, kuivas ja jahedas kohas. Vältige pikaajalist kokkupuudet valgusega.

fi - Suomi

Käyttöaihe

Tuote on tarkoitettu nefrostomioihin

Kesto

Enintään 12 viikkoa

Varoitukset

- Tämä väline on suunniteltu, testattu ja valmistettu vain yhtä käyttökertaa varten. Toistuvaa käyttöä tai uudelleen käsittelyä ei ole arvioitu; tämä voi aiheuttaa välineen rikkoutumisen ja sen seurauksena potilaan sairastumisen, infektion tai jonkin muun vamman. Tätä välinettä ei saa käyttää, uudelleen käsittellä tai steriloida uudelleen.
- Ei saa käyttää, jos pakkaus näyttää avatulta tai viimeinen käyttöpäivä on mennyt.
- Tuotetta saa käyttää vain pätevä henkilöstö, joka on perehtynyt kyseiseen menetelmään.

Valmistelu

- Vie suoristin varovasti katetrin kaaren päältä suoristaen samalla kaartaa sormilla.
- Kun ohjauslanka on täysin suora, varmista ennen käyttöä, että se pääsee menemään katetrin lävitse.

Menettelytapa

- Tee viilto ihoon käyttäen paikallispuudutusta.

- Vie neula munuaisaltaaseen asti käyttämällä ultraääntä, tietokonetomografiaa tai läpivalaisua.
- Tarkista oikea sijainti imulla tai ruiskuttamalla kontrastiainetta ja läpivalaisemalla.
- Kun se on oikein asetettu, syötä ohjainlanka neulan lävitse.
- Vedä neula takaisin ohjainlangan ylitse.
- Laajenna kanavaa.
- Syötä katetri (suoristimen kanssa) ohjauslangan ylitse.
- Poista suoristin
- Tarkista oikea asento läpivalaisun avulla.
- Kun katetri on asetettu munuaisaltaaseen, poista ohjauslanka.
- Yhdistä katetri valutuspussiin sopivalla liitosletkulla.

On suositeltavaa liittää katetri suoraan linjaan ja että kaikki mutkat liitetään liitettävään putkeen.

On suositeltavaa, että lääkäri noudattaa sairaalan normeja dreenihoitomenetelmistä.

Katetrin poisto

- Irrota keräyspussin liitinputki katetrasta.
- Vedä katetri ulos varovasti. Jos kanava jätetään auki, suora velttopäinen katetrin lävitse laitettava ohjauslanka helpottaa poistoa jättämällä kanavan auki.

Säilytys

Säilytä pimeässä, kuivassa ja viileässä paikassa. Vältä pitkäaikaista altistusta valolle.

fr - Français

Mode d'emploi

Le produit est indiqué pour les néphrostomies

Durée

Jusqu'à 12 semaines

Mises en garde

- Ce dispositif a été conçu, testé et fabriqué pour un usage unique. La réutilisation ou le retraitement n'ont pas été évalués et pourraient causer sa défaillance et une maladie, infection et/ou des lésions ultérieures chez le patient. Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser ce dispositif.
- Ne pas utiliser si l'emballage apparaît ouvert ou si la date d'expiration est dépassée.
- Seul du personnel qualifié et familier avec la technique est autorisé à utiliser ce produit.

Préparation

- Faire avancer le redresseur avec précaution sur la courbure du cathéter, tout en redressant la courbure avec les doigts.
- Une fois qu'il est complètement redressé, s'assurer que le fil-guide peut passer par le cathéter avant usage.

Procédure

- Inciser la peau sous anesthésie locale.

- Introduire l'aiguille aussi loin que le bassinnet du rein sous contrôle échographique, scanner ou fluoroscopique.
- Vérifier que le positionnement est correct en aspirant ou injectant le produit de contraste et par fluoroscopie.
- Une fois correctement positionné, introduire le fil guide dans l'aiguille.
- Retirer l'aiguille sur le fil guide.
- Dilater le canal.
- Introduire le cathéter (avec le redresseur) sur le fil guide.
- Retirer le redresseur
- Vérifier le bon positionnement sous fluoroscopie.
- Une fois le cathéter en place dans le bassinnet du rein, retirer le fil guide.
- Raccorder le cathéter à une poche de drainage en utilisant un tube de raccordement approprié.

Il est recommandé d'apposer le cathéter dans une ligne droite et que toute courbe soit appliquée au tube de raccordement.

Il est recommandé que le médecin suive la norme de l'hôpital en matière de procédures de soin pour les cathéters de drainage.

Retrait du cathéter

- Débrancher le tube de raccordement de la poche de drainage du cathéter.
- Extraire le cathéter délicatement. Si l'accès doit être conservé, un fil guide droit à extrémité molle passé à travers le cathéter facilitera le retrait tout en conservant l'accès.

Conservation

Conserver dans un endroit sombre, sec et frais. Éviter toute exposition prolongée à la lumière.

hu - Magyar

Javallatok

A termék nephrostomiára használható

Időtartam

Max. 12 hét

Figyelmeztetés

- Ezt az eszközt kizárólag egyszeri felhasználásra tervezték, tesztelték és gyártották. Az újrafelhasználás vagy újrafeldolgozás értékelése nem történt meg, azok az eszköz meghibásodásához, és ennek következtében a páciens megbetegedéséhez, megfertőződéséhez vagy sérüléséhez vezethetnek. Ne használja újra, ne dolgozza fel újra, és ne sterilizálja újra ezt az eszközt.
- Ha a csomagolás nem sértetlen, vagy ha meghaladta a lejáratási időt, nem szabad felhasználni.
- A terméket kizárólag szakképzett, az eljárást ismerő személyzet használhatja.

Előkészítés

- Óvatosan toljuk előre a merevítőt a katéterív mentén, miközben az ujjainkkal kiegyenesítjük az ívet.

- Amikor már teljesen egyenes, ellenőrizzük használat előtt, hogy a vezetőhuzal át tud-e haladni a katéteren.

Eljárás

- Helyi érzéstelenítés mellett végezzon bőrbemetszést.
- Ultrahangos irányítás, CT vagy fluoroszkópia segítségével vezessük be a tűt a vesemedencéig.
- Ellenőrizzük a helyes pozíciót szívással vagy kontrasztanyag befecskendezésével és fluoroszkópiával.
- Ha a helyére került, fűzzük be a vezetőhuzalt a tűbe.
- A vezetőhuzalon át húzzuk vissza a tűt.
- Tágítsuk ki a csatornát.
- A vezetőhuzalon át vezessük be a katétert (a merevítővel).
- Távolítsuk el a merevítőt
- Igazoljuk a pontos elhelyezést fluoroszkópia alkalmazásával.
- Ha a katéter a helyére kerül a vesemedencében, távolítsuk el a vezetőhuzalt.
- Csatlakoztassuk a katétert a gyűjtőtasakba a megfelelő csatlakoztató tubus segítségével.

Ajánlatos a katétert egyenes vonalban csatlakoztatni, és az íves elhelyezést a csatlakoztató tubuson megoldani.

Az orvosnak a kórház drén katéterekre vonatkozó szokásos gondozási eljárásait kell követnie.

A katéter eltávolítása

- Csatlakoztassuk le a gyűjtőtasak csatlakozó tubusát a katéterről.
- Óvatosan húzzuk ki a katétert. Ha a bemenet fenn kell tartani, a katéteren keresztül húzott egyenes, hajlékony, csúcsos vezetőhüvely megkönnyíti a katéter eltávolítását a bemenet fenntartása mellett.

Tárolás

Sötét, száraz, hűvös helyen tárolandó. Hosszú fényhatásának nem szabad kitenni.

it - Italiano

Istruzioni per l'uso

Il prodotto è idoneo per nefrostomie

Durata

Fino a 12 settimane

Avvertenze

- Questo dispositivo è stato progettato, collaudato e prodotto per essere usato una sola volta. Il riuso o la rielaborazione del dispositivo non sono stati valutati e possono causare il guasto del dispositivo con conseguenti infezione, malattia o altra lesione al paziente. Non riuscire, rielaborare né risterilizzare questo dispositivo.
- Non usare se la confezione sembra aperta o se la data di scadenza è già stata superata.
- Il prodotto deve essere usato esclusivamente da personale qualificato esperto nella tecnica.

Preparazione

- Far avanzare con cautela il raddrizzatore sulla curvatura del catetere, raddrizzando contemporaneamente la curvatura con le dita.
- Quando la curvatura è stata raddrizzata completamente, accertarsi che il filo guida possa passare attraverso il catetere prima di usarlo.

Procedura

- Eseguire l'incisione cutanea in anestesia locale.
- Introdurre l'ago fino alla pelvi renale mediante guida a ultrasuoni, tomografia computerizzata o esame fluoroscopico.
- Verificare che la posizione sia corretta mediante aspirazione o iniezione di un liquido di contrasto ed esame fluoroscopico.
- Una volta posizionato correttamente, introdurre il filo guida attraverso l'ago.
- Ritirare l'ago sopra il filo guida.
- Dilatare il canale.
- Introdurre il catetere (con il raddrizzatore) sopra il filo guida.
- Rimuovere il raddrizzatore
- Verificare la corretta posizione usando la fluoroscopia.
- Una volta posizionato il catetere nella pelvi renale, rimuovere il filo guida.
- Collegare il catetere a una sacca di drenaggio usando un tubo di collegamento idoneo.

Si raccomanda di infilare il catetere in una linea dritta e applicare eventuali curvature al tubo di collegamento.

Si raccomanda che il medico segua le procedure standard dell'ospedale relative ai cateteri di drenaggio.

Come rimuovere il catetere

- Scollegare il tubo connettore della sacca di drenaggio dal catetere.
- Estrarre il catetere con cautela. Ove sia necessario mantenere l'accesso, far passare attraverso il catetere un filo guida dritto con punta flessibile per agevolare la rimozione senza chiudere l'accesso.

Immagazzinaggio

Riporre in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. Evitare l'esposizione prolungata alla luce.

It - Lietuvių

Naudojimo indikacijos

Gaminys skirtas nefrostomijoms

Trukmė

Iki 12 savaičių

Įspėjimai

- Šis prietaisas buvo sukurtas, išbandytas ir pagamintas būti naudojamas tik vieną kartą. Kartotinis šio prietaiso naudojimas ir apdorojimas nebuvo iširtas, todėl tai gali tapti jo gedimo priežastimi, galinčia vėliau sukelti ligą, infekciją ar kitą paciento sužalojimą. Nenaudokite pakartotinai šio prietaiso, jo pakartotinai neapdorokite ar nesterilizuokite.

- Negalima naudoti, jei pakuotė buvo atidaryta arba jei yra pasibaigęs galiojimo laikas.
- Gaminį gali naudoti tik kvalifikuoti darbuotojai, susipažinę su darbo metodu.

Pasiruošimas

- Atsargiai įveskite tiesinimo komponentą pro kateterio išlinkimą, tuo metu pirštais tiesindami išlinkimą.
- Pilnai ištiesinę įsitikinkite, kad prieš naudojant įvedimo įtaisas praeina pro kateterį.

Procedūra

- Naudodami vietinį nuskausminimą, įpjaukite odą.
- Stebėdami ultragarsu, KT arba fluoroskopija įveskite adatą iki inksto geldelės.
- Aspiruodami arba suleisdami kontrastinės medžiagos ir atlikdami fluoroskopiją patikrinkite, ar padėtis tinkama.
- Kai padėtis bus tinkama, pro adatą įveskite kreipiančiąją vielą.
- Kreipiančiąją vielą ištraukite adatą.
- Išplėskite kanalą.
- Kreipiančiąją vielą įveskite kateterį (su tiesinimo vielą).
- Ištraukite tiesinimo vielą
- Fluoroskopijos pagalba įsitikinkite, ar padėtis yra teisinga.
- Kai kateteris bus inksto geldelėje, ištraukite kreipiančiąją vielą.
- Naudodami tinkamą sujungiamąjį vamzdelį, prijunkite kateterį prie drenažo maišelio.

Rekomenduojama tvirtinti kateterį tiesiai ir išlenkti, jei reikia, jungiamąjį vamzdelį.

Rekomenduojama, kad gydytojas laikytųsi ligoninės priežiūros procedūrų drenavimo kateteriams.

Kateterio ištraukimas

- Atjunkite drenavimo maišelio vamzdelį nuo kateterio.
- Švelniai ištraukite kateterį. Jei reikalinga tolesnė prieiga, pro kateterį prakišta plona kreipiančioji vielą lanksčiu galiuku palengvins ištraukimą ir leis užtikrinti tolesnę prieigą.

Laikymas

Laikyti tamsioje, sausoje, ir vėsioje vietoje. Vengti ilgo šviesos poveikio.

lv - Latviešu

Lietošanas indikācijas

Izstrādājums paredzēts nefrostomām

Ilgums

Līdz 12 nedēļām

Brīdinājumi

- Šī ierīce ir izstrādāta, pārbaudīta un izgatavota tikai vienreizējai izmantošanai. Atkārtota lietošana vai apstrāde nav pārbaudīta un var izraisīt tās atteici un sekojošu pacienta slimību, infekciju vai citu kaitējumu. Šo ierīci nedrīkst atkārtoti lietot, apstrādāt vai sterilizēt.

- Nelietojiet, ja iepakojums ir atvērts vai beidzies derīguma termiņš.
- Izstrājumam drīkst lietot vienīgi kvalificēts personāls, kam ir pieredze šo paņēmieni veikšanā.

Sagatavošana

- Uzmanīgi virziet iztaisnotāju pāri katetra izliekumam, vienlaikus iztaisnojot izliekumu ar pirkstiem.
- Kad ir pilnīgi iztaisnots, pārliedzieties, ka vadstīga var iziet cauri katetram pirms izmantošanas.

Procedūra

- Veiciet ādas iegriezumu vietējā anestēzijā.
- Ievadiet adatu līdz pat nierēs bļodiņai ultrasonogrāfijas kontrolē vai izmantojot DT vai fluoroskopiju.
- Pārliedzieties par pareizo novietojumu, veicot aspirāciju vai injicējot kontrastvielu caur adatu un izdarot fluoroskopiju.
- Kad noteikta pareizā pozīcija, ievadiet caur adatu vadstīgu.
- Izņemiet adatu, virzot to pār vadstīgu.
- Dilatējiet kanālu.
- Ievadiet katetru (ar taisnotāju) pāri vadstīgai.
- Izņemiet taisnotāju
- Rentgenogrāfiski apstipriniet, ka novietojums ir pareizs.
- Kad katetrs atrodas nierēs bļodiņā, izņemiet vadstīgu.
- Pievienojiet katetram drenāžas maisiņu, izmantojot piemērotu savienojuma caurulīti.

Katetru ieteicams fiksēt taisnā līnijā, un būtu pieļaujama vienīgi savienotājcaurules saliekšana.

Ārstam, rīkojoties ar drenāžas katetriem, ir ieteicams ievērot slimnīcas aprūpes procedūru pamatprincipus.

Katetra izņemšana

- Atvienojiet drenāžas maisiņu savienotājcauruli no katetra.
- Saudzīgi izvelciet katetru. Ja pieeja ir jāsauglabā, izmantojiet caur katetru ievadītu taisnu vadstīgu ar noliktu galu, lai atvieglotu izņemšanu un vienlaicīgi saglabātu pieeju.

Glabāšana

Glabāt tumšā, sausā un vēsā vietā. Neturēt ilgstoši gaismā.

nl - Nederlands

Gebruiksaanwijzing

Dit product is bedoeld voor nefrostomie

Duur

Tot 12 weken

Waarschuwingen

- Dit hulpmiddel is ontworpen, getest en vervaardigd uitsluitend voor eenmalig gebruik. Hergebruik of herverwerking is niet geëvalueerd en kan leiden tot falen van het hulpmiddel en daaropvolgende ziekte, infectie of ander letsel van de patiënt. Dit hulpmiddel

niet hergebruiken, herverwerken of opnieuw steriliseren.

- Niet gebruiken als verpakking open lijkt of als de vervaldatum verstreken is.
- Het product mag alleen worden gebruikt door bevoegd personeel dat bekend is met de techniek.

Vorbereitung

- Voer het richtmechanisme voorzichtig op over de kromming van de katheter terwijl u de kromming met uw vingers rechtmaakt.
- Als deze volledig recht is, gaat u na of de voerdraad door de katheter kan gaan voor gebruik.

Procedure

- Voer de huidincisie uit onder plaatselijke verdoving.
- Breng de naald in tot het nierbekken met behulp van echoscopie, CT-scan of fluoroscopie.
- Controleer of de positie correct is door aspiratie of door injectie van het contrastmedium en fluoroscopie.
- Indien de voerdraad correct is gepositioneerd, voer deze dan op door de naald.
- Trek de naald terug over de voerdraad.
- Dilateer het kanaal
- Voer de katheter (met de verstijver) op over de voerdraad.
- Verwijder de verstijver.
- Controleer de juiste positie met fluoroscopie.
- Wanneer de katheter in het nierbekken is gepositioneerd, verwijdert u de voerdraad.
- Sluit de katheter aan op een drainagezak met een geschikte aansluitbuis.

Het wordt aanbevolen om de katheter in een rechte lijn vast te zetten en dat eventuele buiging in de verbindingsslang wordt aangebracht.

Het wordt aanbevolen om de zorgstandaard van het ziekenhuis voor drainagekatheters te hanteren.

Verwijdering van de katheter

- Ontkoppel de verbindingsslang van de drainagezak van de katheter.
- Trek de katheter voorzichtig naar buiten. Indien de toegang behouden moet blijven, zal een voerdraad met een rechte soepele punt door de katheter de verwijdering vergemakkelijken terwijl de toegang behouden blijft.

Opslag

Opslaan in een donkere, droge, koele plek. Vermijd langdurige blootstelling aan licht.

no - Norsk

Bruksindikasjoner

Produktet brukes for nefrostomier

Varighet

Opp til 12 uker

Advarsler

- Dette instrumentet er utformet, testet og produsert for kun for engangsbruk. Flergangsbruk eller ny

behandling er ikke evaluert og kan føre til svikt og påfølgende pasientsykdom, infeksjon eller annen skade. Ikke bruk flere ganger, behandle på nytt eller resterilisere dette instrumentet.

- Skal ikke brukes hvis pakken ser ut til å være åpen eller hvis utløpsdatoen er overskredet.
- Produktet skal bare brukes av kvalifisert personell som er kjent med teknikken.

Klargjøring

- Før utretteren forsiktig over kurven på kateteret mens du retter ut kurven med fingrene.
- Når kurven er helt utrettet, skal det påses at ledevaieren kan passere gjennom kateteret før bruk.

Inngrep

- Utfør hudsnittet under lokalbedøvelse.
- Før nålen inn til nyrebekkenet ved hjelp av ultralydveiledning, CT eller fluoroskopi.
- Bekreft riktig posisjon med aspirasjon eller ved å injisere kontrastmiddel og bruke fluoroskopi.
- Når posisjonen er korrekt, føres ledevaieren inn gjennom nålen.
- Trekk nålen ut over ledevaieren.
- Utvid kanalen.
- Før kateteret (med utretteren) over ledevaieren.
- Fjern utretteren
- Kontroller riktig posisjon med fluoroskopi.
- Fjern ledevaieren når kateteret er plassert i nyrebekkenet.
- Koble kateteret til en drenasjepose med en passende forbindelsesslange.

Det anbefales å feste kateteret i en rett linje og påføre forbindelsesslangen en eventuell kurve.

Det anbefales at legen følger sykehusets standardbehandling for inngrep med drenasjekatetre.

Kateterfjerning

- Koble forbindelsesslangen til drenasjeposen fra kateteret.
- Trekk kateteret forsiktig ut. Hvis tilgangen skal opprettholdes vil en rett ledevaier med myk spiss som er ført gjennom kateteret forenkle fjerningen og samtidig opprettholde tilgangen.

Oppbevaring

Oppbevares på et mørkt, tørt og kjølig sted. Skal ikke utsettes for lys.

pl - Polski

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do nefrostomii

Czas utrzymania

Do 12 tygodni

Ostrzeżenia

- To urządzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane do jednorazowego użytku. Ponowne użycie lub ponowne przetwarzanie tego urządzenia może spowodować jego wadliwie

działanie i w konsekwencji chorobę, infekcję lub uraz pacjenta. Nie należy tego urządzenia ponownie używać, przetwarzać lub sterylizować.

- Nie używać, jeśli opakowanie wygląda na otwarte lub jeśli upłynął termin ważności.
- Produkt może być używany wyłącznie przez wykwalifikowany personel, który jest zaznajomiony z techniką jego stosowania.

Przygotowanie

- Ostrożnie wsunąć prostownik na krzywiznę cewnika, prostując ją jednocześnie palcami.
- Po pełnym wyprostowaniu, a przed użyciem, upewnić się, że przewodnik może przejść przez cewnik.

Procedura

- Wykonać nacięcie skóry w znieczuleniu miejscowym.
- Wprowadzić igłę aż do miedniczki nerkowej pod kontrolą USG, tomografii komputerowej lub fluoroskopii.
- Sprawdzić poprawność położenia za pomocą aspiracji lub wstrzyknięcia środka cieniującego i fluoroskopii.
- Po prawidłowym umiejscowieniu wprowadzić przewodnik przez igłę.
- Wycofać igłę po przewodniku.
- Rozszerzyć kanał.
- Wprowadzić cewnik (z prostownikiem) po przewodniku.
- Usunąć prostownik.
- Zweryfikować poprawność pozycji za pomocą fluoroskopii.
- Po umiejscowieniu cewnika w miedniczce nerkowej usunąć przewodnik.
- Podłączyć cewnik do worka drenażowego za pomocą odpowiedniej rurki łączącej.

Zalecane jest przymocowanie cewnika w linii prostej i nadanie rurce łączącej wszystkich krzywizn.

Zaleca się przestrzeganie przez lekarza standardowych procedur obowiązujących w szpitalu, dotyczących cewników drenażowych.

Usunięcie cewnika

- Odłączyć rurkę złącza worka drenażowego od cewnika.
- Wyciągnąć delikatnie cewnik. Jeśli dostęp ma być zachowany, prosty przewodnik o elastycznej końcówce przeprowadzony przez cewnik ułatwi usunięcie z zachowaniem dostępu.

Przechowywanie

Przechowywać w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu. Unikać dłuższego wystawienia na światło.

pt - Português

Indicações de utilização

O produto destina-se a nefrostomias

Duração

Até 12 semanas

Avisos

- Este dispositivo foi concebido, testado e fabricado para utilização uma única vez. A sua reutilização ou reprocessamento não foram avaliados e podem provocar mau funcionamento e subsequentemente doenças, infecções ou outros danos no paciente. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar este dispositivo.
- Não utilizar se a embalagem parecer aberta ou se a data de validade tiver sido ultrapassada.
- produto só pode ser usado por pessoal qualificado que esteja familiarizado com a técnica.

Preparação

- Fazer avançar cuidadosamente o endireitador sobre a curvatura do cateter, ao mesmo tempo que se endireita a curvatura com os dedos.
- Quando estiver completamente direito, certificar-se de que o fio-guia pode passar através do cateter antes de usar.

Procedimento

- Efectuar a incisão na pele com anestesia local.
- Introduza a agulha até à pélvis renal, utilizando orientação por ultra-sons, TC ou fluoroscopia.
- Verifique se está na posição correcta efectuando uma aspiração ou através da injeção de meio de contraste e de fluoroscopia.
- Quando estiver correctamente posicionada, introduza o fio-guia através da agulha.
- Retire a agulha através do fio-guia.
- Efectue a dilatação do canal.
- Introduza o cateter (com o endireitador) sobre o fio-guia.
- Remover o endireitador
- Verificar o posicionamento correcto usando o fluoroscópio.
- Quando o cateter estiver posicionado na pélvis renal, retire o fio-guia.
- Ligar o cateter a um saco de drenagem usando um tubo de ligação adequado.

Recomenda-se que o cateter seja fixado numa linha recta e que qualquer curvatura seja aplicada ao tubo de ligação.

Recomenda-se que o médico siga os procedimentos de cuidados padrão do hospital relativamente a cateteres de drenagem.

Remoção do cateter

- Desacople o tubo do conector do saco de drenagem do cateter.
- Puxe cuidadosamente o cateter para fora. De forma a manter o acesso, passe um fio-guia recto com extremidade flexível através do cateter; isto irá facilitar a remoção, mantendo simultaneamente o acesso.

Armazenamento

Guardar num local escuro, seco e frio. Evitar a exposição prolongada à luz.

ro - Română**Indicație de utilizare**

Produsul este utilizat pentru nefrostomii

Durata

Până la 12 săptămâni

Avertismente

- Acest dispozitiv este destinat, testat și fabricat în vederea utilizării de unică folosință. Refolosirea sau reprocesarea dispozitivului ar putea duce la defectarea acestuia și, prin aceasta, la boli, infecții, sau alte leziuni. Nu refolosiți, nu reprocessați sau nu resterilizați acest dispozitiv.
- A nu se folosi dacă pachetul pare deschis sau dacă a fost depășită data expirării.
- Produsul trebuie să fie utilizat numai de personal calificat care este familiar cu procedura.

Pregătire

- Avansați redresorul cu grijă peste curbura cateterului, în timp ce îndreptați curbura cu degetele.
- Când este perfect întins, aveți grijă ca firul de ghidaj să poată trece prin cateter înainte de utilizare.

Procedura

- Faceți incizia în piele sub anestezie locală.
- Introduceți acul până la pelvisul renal folosind ghidarea cu ultrasunete, TC sau fluoroscopie.
- Verificați poziția corectă prin aspirare sau prin injectarea unei substanțe de contrast și fluoroscopie.
- Când este amplasat corect, introduceți firul de ghidaj prin ac.
- Retrageți acul peste firul de ghidaj.
- Dilatați canalul.
- Introduceți cateterul (cu piesa de îndreptare) peste firul de ghidaj.
- Scoateți elementul de rigidizare
- Verificați poziția corectă folosind fluoroscopia.
- Când cateterul este amplasat în pelvisul renal, scoateți firul de ghidaj.
- Conectați cateterul la o pungă de drenaj cu ajutorul unui tub conector potrivit.

Se recomandă conectarea cateterului în linie dreaptă și aplicarea oricărei curburi la tubul conector.

Se recomandă ca medicul să respecte procedurile de îngrijire standard ale spitalului pentru catetere de drenaj.

Scoaterea cateterului

- Deconectați tubul conector al pungii de drenaj de la cateter.
- Extrageți cateterul încet. Dacă trebuie păstrat accesul, un fir de ghidaj cu vârf drept flexibil trecut prin cateter va facilita scoaterea, menținându-se accesul.

Depozitare

A se păstra într-un loc întunecat, uscat și răcoros. A se evita expunerea la lumină.

sk - Slovenčina**Indikácie použitia**

Výrobok je určený na nefrostómie

Trvanie

Najviac 12 týždňov

Upozornenia

- Tento nástroj bol skonštruovaný, vyskúšaný a vyrobený len na jednorazové použitie. Opakované použitie alebo repasovanie neboli vyhodnotené a môžu viesť k zlyhaniu a naslednej chorobe, infekcii alebo inému poraneniu pacienta. Tento nástroj nepoužívajte znovu, nerepasujte ho ani neresterilizujte.
- Nepoužívajte, ak bol obal pravdepodobne otvorený alebo po dátume použiteľnosti výrobku.
- Výrobok môže používať len kvalifikovaný pracovník, ktorému je známa technika.

Príprava

- Opatrne prejdite vyrovnávačom po zakrivení katétra a zároveň prstami narovnáajte zakrivenie.
- Keď je vodiaci drôt úplne narovnaný, skôr ako ho použijete skontrolujte, či dokáže prejsť cez katéter.

Postup

- Vykonajte kožný rez v lokálnej anestézii.
- Ihlu zaveďte až do obličkovej panvičky pod ultrazvukovým, CT alebo fluoroskopickým zobrazením.
- Odsatím alebo injekčným podaním kontrastnej látky a fluoroskopickým zobrazením overte, či je umiestnenie správne.
- Ihlu správne umiestnite a zaveďte cez ňu vodiaci drôt.
- Ihlu vytiahnite po vodiacom drôte.
- Dilatujte kanál.
- Zaveďte katéter (spolu s výstuhou) po vodiacom drôte.
- Vyberte vyrovnávač
- Overte správne umiestnenie pod flouroskopiou.
- Keď je katéter umiestnený v obličkovej panvičke, vytiahnite vodiaci drôt.
- Pomocou vhodnej spojovacej hadičky pripojte katéter k drenážnemu vrečku.

Odporúča sa upevniť katéter tak, aby bol rovný, a zakrivenie presunúť na spojovaciu hadičku.

Lekárom sa odporúča dodržiavať nemocničné postupy pri zákrokoch pomocou drenážnych katétrov.

Odstránenie katétra

- Vytiahnite z katétra spojovaciu hadičku drenážneho vrečka.
- Opatrne vytiahnite katéter. Ak je potrebné zachovať prístup, rovným ohybným hrotom vodiaceho drôtu prechádzajúcim cez katéter sa uľahčí odstránenie, pričom sa zachová prístup.

Skladovanie

Skladujte na tmavom, suchom a chladnom mieste. Nevystavujte dlhší čas pôsobeniu svetla.

sv - Svenska**Indikationer för användning**

Produkten är avsedd för nefrostomi

Varaktighet

Upp till 12 veckor

Varningar

- Denna produkt var endast utformad, testad och tillverkad för användning till en enda patient. Återanvändning eller ombearbetning har inte utvärderats och kan leda till felfunktion och efterföljande sjukdom, eller annan skada hos patienten. Produkten får ej återanvändas, ombearbetas eller omsteriliseras.
- Använd inte om förpackning ser ut att ha öppnats eller utgångsdatum har överskridits.
- Denna produkt får endast användas av utbildad personal som är förtrogen med tekniken.

Förberedelse

- För varsamt fram uträtaren över kateterns kurvatur medan du rätar ut kurvaturen med fingrarna.
- När den är helt rak kontrollera att styrtråden kan passera genom katetern innan användning.

Förfarande

- Hudsnittet skall utföras under lokalbedövning.
- För in nålen ända fram till njurbäckenet under ultraljud, CT eller fluoroskopi.
- Säkerställ korrekt position med aspiration eller med injektion av kontrastmedel och fluoroskopi.
- När rätt position uppnåtts, för in ledaren genom nålen.
- Dra tillbaka nålen över ledaren.
- Dilatera kanalen.
- För in katetern (med uträtaren) över ledaren.
- Avlägsna uträtaren
- Kontrollera korrekt position med hjälp av fluoroskopi.
- När katetern är på plats i njurbäckenet, avlägsna ledaren.
- Anslut katetern till en dräneringspåse med hjälp av en lämplig anslutningsslang.

Katetern bör hållas i uträtat läge och eventuella böjar kan göras på anslutningsslangen.

Vi rekommenderar att läkaren följer vedertagen sjukhusrutin för dränkatetrar.

Avlägsna katetern

- Ta loss slangen till dränagepåsen från katetern.
- Dra försiktigt ut katetern. Om ingången ska finnas kvar efter att katetern avlägsnats, underlättas detta om en ledare med rak, böjlig spets först förs genom katetern.

Förvaring

Förvara på mörk, torr, sval plats Undvik långvarig exponering för ljus.

tr - Türkçe**Kullanım endikasyonları**

Ürün nefrostomi içindir

Süre

En fazla 12 hafta

Uyarılar

- Denna produkt var endast utformad, testad och tillverkad för användning till en enda patient. Återanvändning eller ombearbetning har inte utvärderats och kan leda till felfunktion och efterföljande sjukdom, eller annan skada hos patienten. Produkten får ej återanvändas, ombearbetas eller omsteriliseras.
- Paket açılmış görünüyorsa veya son kullanım tarihi geçmişse kullanmayın.
- Ürün yalnızca tekniğe aşina olan kalifiye personel tarafından kullanılmalıdır.

Hazırlık

- Eğriliği parmaklarınızla düzleştirirken bir yandan düzleştiriciyi kateterin eğrisi üzerinden dikkatle ilerletin.
- Tümyle düzlendiğinde, kullanmadan önce kılavuz telin kateterden geçebildiğinden emin olun.

Prosedür

- Deri altına girişi lokal anestezi altında gerçekleştirin.
- İğneyi, ultrason rehberliği, bilgisayarlı tomografi ya da floroskopi kullanmak suretiyle renal pelvis'e kadar ilerletin.
- Pozisyonun doğru olduğunu aspirasyon ile ya da kontrast madde enjeksiyonu ve floroskopi ile teyit edin.
- Pozisyonu doğru bir şekilde belirledikten sonra kılavuz teli iğneden geçirin.
- İğneyi, kılavuz telin üzerinden çekin.
- Kanalı dilate edin.
- Kateteri (düzleştirici ile beraber) kılavuz teli üzerinden yerleştirin.
- Düzleştiriciyi çıkarın
- Floroskopi kullanarak doğru konumu teyit edin.
- Kateter renal pelvis'e yerleştiği zaman, kılavuz teli çıkarın.
- Uygun bir bağlantı tübü kullanarak kateteri bir boşaltım torbasına bağlayın.

Kateterin düz bir çizgi halinde takılması tavsiye edilmektedir, oluşacak herhangi bir kavis ise, bağlantı tüpüne tatbik edilebilir.

Doktorun, drenaj kateterleri için, hastanenin standart bakım prosedürlerini takip etmesi tavsiye edilir.

Kateterin çıkarılması

- Drenaj torbası konektör tüpünün kateter bağlantısını sökün.
- Kateteri nazikçe dışa doğru çekin. Girişin korunması gerekiyorsa, kateter içinden geçirilen düz ve yumuşak uçlu bir kılavuz tel, bir yandan giriş sağlarken bir yandan da çıkarma işlemini kolaylaştıracaktır.

Depolama

Karanlık, kuru ve serin bir yerde saklayın. Işığa uzun süre maruz bırakmayın.