

**SAMMENFATNINGEN AF SIKKERHED OG KLINISK  
YDEEVNE (SSCP)  
Argon Guidewires  
TF-0001  
TD-27**

Til offentliggørelse i Eudamed

ROLLE	AFDELING	NAVN / TITEL
Udarbejdet af	Regulatory Affairs	Nadira Lotus Senior kvalitetsingeniør

**Matrix for signaturogkendelse**

Dette dokument skal gennemgås og godkendes af alle de personer, der er nævnt herunder, eller af deres autoriserede repræsentanter.

ROLLE	AFDELING	NAVN / TITEL
Godkendelse	Klinisk regulering	Danyel Carr Direktør, Klinisk regulering
Godkendelse	Kvalitet	Dan Woda Senior kvalitetsingeniør
Godkendelse	Reguleringsmæssige forhold	Scott Bishops Direktør, Regulatory affairs

**Revisionshistorie**

Revision	Dato	Afdelinger	Revisionsbeskrivelse	Ændringsanmodning nr.
A	17-05-2021	Alle	Oprindelig udgivelse	00103608
B	27-07-2022	Alle	Fjernelse af Worker guidewires, klasse III iht. BSI-respons. SSCP-0003 indeholder kun Argon GW, klasse III udstyr	CR02813

*Bemærk: Godkendelserne indhentes ved hjælp af den tilhørende Ændringsanmodning.*

## Indholdsfortegnelse

1.	Formålet med denne Sammenfatningen af sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP):.....	3
1.1.	Udstyrets handelsnavn:.....	3
1.2.	Fabrikantens navn og adresse .....	3
1.3.	Fabrikantens individuelle registreringsnummer (Single Registration Number - SRN) .....	3
1.4.	Grundlæggende UDI-DI .....	3
1.5.	Europæisk nomenklatur for medicinsk udstyr .....	4
1.6.	Udstyrsklasse .....	4
1.7.	Det år hvor det første certifikat (CE), som dækkede udstyret, blev udstedt:.....	6
1.8.	Autoriseret repræsentants navn og SNR:.....	7
1.9.	Bemyndiget organ navn og unikt identifikationsnummer: .....	7
2.1.	Tilsligtet formål.....	7
2.2.	Indikationer og målpopulationer .....	8
2.3.	Kontraindikationer.....	8
3.	Beskrivelse af enheden .....	8
3.1.	Beskrivelse af udstyret.....	8
3.2.	Tidligere modeller og deres forskelligheder .....	10
3.3.	Tilbehør, kompatibelt udstyr og andre produkter, anvendt i kombination .....	10
4.	Risici og advarsler .....	10
4.1.	Tilbageværende risici og uønskede bivirkninger .....	10
4.2.	Advarsler og forholdsregler .....	11
4.3.	Andre relevante aspekter af sikkerhed inkl. et sammenfatning af enhver sikkerhedsrelateret korrigerende handling på stedet (FSCA inkl FSN).....	12
5.	Sammenfatning af klinisk opfølgning efter udstyret er bragt i omsætning (PMCF) .....	12
5.1.	Sammenfatning af kliniske data relateret til lignende enheder, hvis relevant .....	12
5.2.	Sammenfatning af kliniske data fra forskning udført på udstyret før CE-mærkningen, hvis relevant.....	12
5.3.	Sammenfatning af kliniske data fra andre kilder, hvis relevant.....	13
5.4.	Overordnet sammenfatning af klinisk ydeevne og sikkerhed.....	25
5.5.	Igangværende eller planlagt klinisk opfølgning efter udstyret er bragt i omsætning.....	28
6.	Mulige diagnostiske eller terapeutiske alternativer.....	29
7.	Foreslået profil og uddannelse for brugerne .....	29
8.	Harmoniserede standarder / Fælles specifikationer.....	30
9.	Revisionshistorie .....	32

## Sammenfatningen af sikkerhed og klinisk ydeevne

Denne sammenfatning af sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP) er beregnet til at give offentlig adgang til en opdateret sammenfatning af de vigtigste aspekter af Argon Guidewires' (Stainless Steel, PTFE Coated Stainless Steel og Nitinol Guidewires) sikkerhed og klinisk ydeevne fra 01/01/2017 til 31/12/2021 (rapporteringstidsrum).

SSCP'en er ikke beregnet til at erstatte brugsanvisningerne som det vigtigste dokument til at sørge for sikker brug af udstyret og heller ikke til at give diagnostiske eller terapeutiske forslag til de beregnede brugere eller patienter.

Følgende oplysninger er beregnet til brugere/sundhedspersonale. En yderligere SSCP med oplysninger til patienterne er ikke oprettet, da Argon Guidewires ikke er implanterbare enheder, som patienten modtager et implantationskort til, og udstyret er ikke beregnet til at blive brugt direkte af patienterne.

### 1. Formålet med denne Sammenfatningen af sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP):

#### 1.1. Udstyrets handelsnavn:

- Argon Guidewires, Stainless Steel, PTFE Coated Stainless Steel og Nitinol Guidewires (guidewirer)
- EMDN kode C0402: Peripheral Vascular Guidewires; C0401 Coronary Artery Guidewires

#### 1.2. Fabrikantens navn og adresse

Navn og adresse på fabrikanten af Argon Guidewires angives i tabel 1.2.1

**Tabel 1.2.1 Fabrikantens oplysninger**

Fabrikantens navn	Fabrikantens adresse
Argon Medical Devices Inc.	1445 Flat Creek Road Athens, Texas 75751, USA

#### 1.3. Fabrikantens individuelle registreringsnummer (Single Registration Number - SRN)

Fabrikantens individuelle registreringsnummer (Single Registration Number - SRN) er SRN: US-MF-000002324

#### 1.4. Grundlæggende UDI-DI

Den grundlæggende unikke udstyrsidentifikationskode (UDI) angives i tabel 1.6-1.

### 1.5. Europæisk nomenklatur for medicinsk udstyr

EMDN-koderne, der er relateret til dette udstyr, er EMDN-kode C0402: Peripheral Vascular Guidewires; C0401 Coronary Artery Guidewires.

### 1.6. Udstyrsklasse

EUs udstyrsrisikoklassificering for Argon Guidewires angives i tabel 1.6.1.

**Tabel 1.6.1 Oplysninger om udstyrsidentifikation**

Produkt Nummer	Udstyrets navn og beskrivelse	Produkt Nummer	EU enhedsklasse	Grundlæggende UDI-DI
388273	35/150/FC/SS/3J/CLASSIC	388273	III	08863332700062N
388275	38/150/FC/SS/3J/CLASSIC	388275	III	08863332700062N
388282	35/150/FC/PTFE/3J/CLASSIC	388282	III	08863332700042J
388284	38/150/FC/PTFE/3J/CLASSIC	388284	III	08863332700042J
388300	35/150/MC/PTFE/3J/CLASSIC	388300	III	08863332700142M
388301	35/150/MC/PTFE/ST/CLASSIC	388301	III	08863332700282Y
388768	35/175/FC/PTFE/3J/CLASSIC	388768	III	08863332700042J
388794	35/260/FC/PTFE/3J/CLASSIC	388794	III	08863332700042J
390182	35/150/FC/PTFE/3J/XTB	390182	III	08863332700202G
390186	35/175/FC/PTFE/3J/XTB	390186	III	08863332700202G
390282	35/150/FC/PTFE/3J/XTB	390282	III	08863332700302K
390284	38/150/FC/PTFE/3J/XTB	390284	III	08863332700202G
393182	35/150/FC/PTFE/3J/EXT	393182	III	08863332700182V
393184	38/150/FC/PTFE/3J/EXT	393184	III	08863332700182V
393186	35/175/FC/PTFE/3J/EXT	393186	III	08863332700182V
393187	38/175/FC/PTFE/3J/HD/Z	393187	III	08863332700182V
393282	35/150/FC/PTFE/3J/EXT	393282	III	08863332700212J
393999	35/180/FC/PTFE/DE-3J&ST	393999	III	08863332700242Q
395073	35/260/FC/PTFE/ST/MULLINS/HD	395073	III	088633327002932
395112	35/150/FC/PTFE/DE/3J/ST	395112	III	08863332700242Q
395170	35/180/FC/PTFE/BEN	395170	III	08863332700122H
395183	35/150/FC/PTFE/3J/CLASSIC	395183	III	08863332700042J
395205	21/125/FC/SS/ST	395205	III	08863332700072Q
395208	25/125/FC/SS/ST	395208	III	08863332700072Q
395212	32/150/FC/SS/ST	395212	III	08863332700072Q
395224	25/125/FC/PTFE/ST	395224	III	08863332700052L
395225	25/150/FC/PTFE/ST	395225	III	08863332700052L
395228	32/150/FC/PTFE/ST	395228	III	08863332700052L
395231	35/150/FC/PTFE/ST	395231	III	08863332700052L
395234	38/150/FC/PTFE/ST	395234	III	08863332700052L
395258	35/150/MC/PTFE	395258	III	08863332700282Y
395261	38/150/MC/PTFE	395261	III	08863332700282Y
395266	38/150/MC/PTFE/3J/HD	395266	III	08863332700272W
395270	25/125/FC/SS/3J	395270	III	08863332700062N
395273	35/150/FC/SS/3J	395273	III	08863332700062N
395275	38/150/FC/SS/3J	395275	III	08863332700062N

Produkt Nummer	Udstyrets navn og beskrivelse	Produkt Nummer	EU enhedsklasse	Grundlæggende UDI-DI
395279	25/125/FC/PTFE/3J	395279	III	08863332700042J
395280	35/150/FC/PTFE/1.5J/HD	395280	III	08863332700132K
395281	35/125/FC/PTFE/3J	395281	III	08863332700042J
395282	35/150/FC/PTFE/3J	395282	III	08863332700042J
395284	38/150/FC/PTFE/3J	395284	III	08863332700042J
395289	35/150/FC/PTFE/6J	395289	III	08863332700042J
395309	32/150/MC/PTFE/3J	395309	III	08863332700142M
395312	35/150/MC/PTFE/3J	395312	III	08863332700272W
395315	38/150/MC/PTFE/3J	395315	III	08863332700142M
395320	35/150/MC/PTFE/3J/SLIP	395320	III	08863332700142M
395330	38/260/MC/PTFE/3J	395330	III	08863332700142M
395332	32/150/FC/PTFE/3J/HD	395332	III	08863332700132K
395333	38/260/MC/PTFE/Straight	395333	III	08863332700282Y
395337	35/125/MC/PTFE/6J	395337	III	08863332700142M
395345	35/150/FC/PTFE/DE/3J/LT	395345	III	08863332700232N
395350	35/180/FC/PTFE/1.5J/HD	395350	III	08863332700132K
395352	35/150/FC/PTFE/15J/LT	395352	III	08863332700172T
395367	25/260/FC/PTFE/ST	395367	III	08863332700052L
395368	32/260/FC/PTFE/ST	395368	III	08863332700052L
395369	35/260/FC/PTFE/ST	395369	III	08863332700052L
395370	38/260/FC/PTFE/ST	395370	III	08863332700052L
395382	35/150/FC/PTFE/LT	395382	III	08863332700152P
395384	35/150/FC/PTFE/LLT	395384	III	08863332700252S
395398	35/150/MC/PTFE/1.5J	395398	III	08863332700142M
395406	21/260/FC/PTFE/3J	395406	III	08863332700042J
395420	25/150/FC/PTFE/1.5J	395420	III	08863332700042J
395457	18/150/FC/PTFE/ST	395457	III	08863332700052L
395465	18/150/FC/PTFE/3J	395465	III	08863332700042J
395469	18/260/FC/PTFE/ST	395469	III	08863332700052L
395470	18/150/FC/PTFE/1.5J	395470	III	08863332700042J
395501	21/150/FC/PTFE/ST	395501	III	08863332700052L
395504	21/125/FC/PTFE/ST	395504	III	08863332700052L
395509	21/150/FC/SS/ST	395509	III	08863332700072Q
395522	21/260/FC/PTFE/ST	395522	III	08863332700052L
395523	21/150/PTFE/3J	395523	III	08863332700042J
395559	25/150/FC/PTFE/3J	395559	III	08863332700042J
395585	25/260/FC/PTFE/3J	395585	III	08863332700042J
395600	32/150/FC/PTFE/3J	395600	III	08863332700042J
395603	32/150/FC/SS/3J	395603	III	08863332700062N
395613	32/125/FC/PTFE/3J	395613	III	08863332700042J
395622	32/260/FC/PTFE/3J	395622	III	08863332700042J
395656	35/200/MC/PTFE/3J	395656	III	08863332700142M
395687	35/150/FC/PTFE/HD/ST	395687	III	08863332700262U
395703	35/200/FC/PTFE/ST	395703	III	08863332700052L

Produkt Nummer	Udstyrets navn og beskrivelse	Produkt Nummer	EU enhedsklasse	Grundlæggende UDI-DI
395708	35/150/FC/PTFE/3J/LLT	395708	III	08863332700192X
395721	35/145/MC/PTFE/LT/3J	395721	III	08863332700162R
395722	35/200/FC/PTFE/3J	395722	III	08863332700042J
395768	35/175/FC/PTFE/3J	395768	III	08863332700042J
395780	35/150/FC/PTFE/7.5J	395780	III	08863332700042J
395787	35/150/FC/PTFE/1.5J	395787	III	08863332700042J
395794	35/260/FC/PTFE/3J	395794	III	08863332700042J
395817	38/200/FC/PTFE/3J	395817	III	08863332700042J
395839	38/260/FC/PTFE/3J	395839	III	08863332700042J
395863	38/150/FC/PTFE/1.5J	395863	III	08863332700042J
395884	28/150/FC/PTFE/ST	395884	III	08863332700052L
395900	32/150/FC/PTFE/1.5J	395900	III	08863332700042J
395919	35/150/FC/PTFE/LT/1.5J	395919	III	08863332700222L
395930E	35/150/FC/PTFE/BEN	395930E	III	08863332700122H
395931	32/150/FC/PTFE/BEN	395931	III	08863332700122H
395933C	38/150/FC/PTFE/BEN	395933C	III	08863332700122H
395961	28/150/FC/PTFE/3J	395961	III	08863332700042J
395979	15/150/FC/SS/MULLINS	395979	III	08863332700012C
395980	17/150/FC/SS/MULLINS	395980	III	08863332700012C
395991	30/150/FC/PTFE/3J	395991	III	08863332700042J
395993	35/150/FC/PTFE/3J/HD	395993	III	08863332700132K
A395231	35/150/FC/PTFE/CLASSIC	A395231	III	08863332700052L
A395282	35/150/FC/PTFE/3J	A395282	III	08863332700042J
A395284	38/150/FC/PTFE/3J	A395284	III	08863332700042J
A395312	35/150/MC/PTFE/3J/HD	A395312	III	08863332700272W
A395369	35/260/FC/PTFE/CLASSIC	A395369	III	08863332700052L
A395482	35/180/FC/PTFE/3J	A395482	III	08863332700042J
A395559	25/150/FC/PTFE/3J	A395559	III	08863332700042J
A395600	32/150/FC/PTFE/3J	A395600	III	08863332700042J
A395613	32/125/FC/PTFE/3J	A395613	III	08863332700042J
A395722	35/200/FC/PTFE/3J	A395722	III	08863332700042J
A395787	35/150/FC/PTFE/1.5J	A395787	III	08863332700042J
A395900	32/150/FC/PTFE/1.5J	A395900	III	08863332700042J

**1.7. Det år hvor det første certifikat (CE), som dækkede udstyret, blev udstedt:**

**TF-0001 – Argon Guidewires:**

DE-certifikatnummer 75616DE02 blev udstedt for guidewire produktserien som klasse III medicinsk udstyr den 24. april, 2003, da guidewirer med hydrofil belægning (ArgoGuide) blev føjet til certifikaterne.

Den 9. februar, 2004 blev fremstillingsstedets navn ændret fra Maxxim Medical til Argon Medical Devices, Inc. DE-certifikatnummer 75616DE02 blev erstattet med det nye DE-certifikat 2029292DE02 udstedt af KEMA.

I 2011 ændrede Argon bemyndiget organ fra KEMA til BSI. Følgende certifikater er udstedt af BSI:

- Fuldt kvalitetssikringscertifikat CE 565719
- ISO 13485 certifikat FM 700791
- Konstruktionsundersøgelsescertifikat CE 565721

I 2013 blev PTFE-belagte guidewires føjet til DE-certifikatet. De tidligere repræsenterede produkter AquaTrack og ArgoGuide er fjernet fra certifikaterne og fremstilles ikke længere af Argon.

**1.8. Autoriseret repræsentants navn og SNR:**

Navn: Emergo Europe  
Adresse: Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
Holland

Websted: [www.emergogroup.com](http://www.emergogroup.com)

Telefon: +31 (0)70 345 8570

Fax: +31 (0)70 346 7299

SRN NL-AR-000000116

**1.9. Bemyndiget organ navn og unikt identifikationsnummer:**

Navn: BSI Group the Netherlands B.V.

Adresse: Say Building  
John M. Keynesplein 9  
1066 EP Amsterdam  
Holland

Websted: [www.bsigroup.com](http://www.bsigroup.com)

Telefon: +31 (0)20 346 07 80

Fax: +31 (0)20 346 07 81

Bemyndiget organs nummer: 2797

## **2. Tilsigtet brug af udstyret**

### **2.1. Tilsigtet formål**

Argon Guidewires er beregnet til at lette perkutan placering af intravaskulært udstyr under diagnostiske og operative indgreb.



## 2.2. Indikationer og målpopulationer

Argon Guidewires er beregnet til brug i angiografiske procedurer til at indføre og placere katetre og interventionsudstyr i koronarkar og perifere kar. Guidewirerne er også beregnet til at lette perkutan placering af perifere, intravaskulært og ikke vaskulært udstyr under diagnostiske og interventionsundersøgelser. Argon Guidewires giver en indirekte fordel til patienten ved at muliggøre diagnoser eller procedurer i hjertet eller det centrale kredsløb, perifere vaskulære eller ikke-vaskulære procedurer i forbindelse med galdeblæren eller obstruktion af galden samt perkutan drænering. Valg af guidewire afhænger af lægens skøn baseret på den type procedure, der skal udføres.

## 2.3. Kontraindikationer

Der er ingen kendte kontraindikationer.

## 3. Beskrivelse af enheden

### 3.1. Beskrivelse af udstyret

Guidewiren er et kirurgisk engangsinstrument til vaskulær adgang. Produktet er beregnet til brug i angiografiske procedurer til at indføre og placere katetre og interventionsudstyr i koronarkar og perifere kar.

Guidewires er beregnet til at lette katetres og sheath-introduceres passage ind i karrene ved hjælp af en Seldinger- eller modificeret Seldinger-teknik. Disse teknikker anvendes rutinemæssigt, men er ikke begrænset til placering af sheath-introducere, kardiiovaskulære katetre, radiologiske katetre, centralvenekatetre, arteriekatetre og katetre med termoopløsning.


Kernen er kun svejset på den proksimale del af guidewiren og slutter, før den når guidewirens distale ende. Sikkerhedsbåndet er svejset til begge ender af guidewiren. Spiralen omslutter hele enheden.

Udstyr og komponenter i Argon Guidewires er pakket som sterilt engangsudstyr. Guidewirer er forsejlet i Tyvek poser og pakket med en brugsanvisning. Udstyret er steriliseret med ethylenoxid (EtO).

Der er foretaget en vurdering af Argon Guidewires' biokompatibilitet, og biokompatibilitetsafprøvningen er udført iht. anbefalingerne i ISO 10993 *Biologisk vurdering af medicinsk udstyr* seriens standarder. Kategoriseringen af vævskontakt for Worker og Amplatz guidewires er eksternt kommunikerende udstyr i kontakt med cirkulerende blod og begrænset kontaktvarighed ( $\leq 24$  timer).



**Figur 1: Stainless Steel Guidewires**



**Figur 2: PTFE Coated Stainless Steel Guidewires**



**Tabel 3.1.-1: Udgaver af Argon Guidewire**

Varenavne	Stainless Steel	Stainless Steel, PTFE Coated	Nitinol, Platinum Coil
Belægning	Stainless Steel	PTFE-belagt	Nitinol
Primært formål	Generel intravaskulær brug til hjælp til placering af kateter	Generel intravaskulær brug til hjælp til placering af kateter PTFE-belægningen gør det nemmere at føre kateteret over guidewiren	Generel intravaskulær brug til hjælp til placering af kateter
Diameter	0,015” - 0,038”	0,018” - 0,038”	0,018”
Længde	40 cm - 150 cm	50 cm - 260 cm	45 cm
Skafkets stivhed	Standard	Standard	Standard
Kerne	Fast eller aftagelig	Fast eller aftagelig, HD	Nitinol patron med platinspole
Kernekonus	1,5 cm - 9,0 cm	3,5 cm - 16 cm	4,8 cm

Varenavne	Stainless Steel	Stainless Steel, PTFE Coated	Nitinol, Platinum Coil
Belægning	Stainless Steel	PTFE-belagt	Nitinol
Spidstyper	1,5 mm J, 3 mm J, Lige (ST), Klassisk Dobbeltende, Mullins	1,5 mm J, 3 mm J, 6 mm J, 7,5 mm J, 15 mm J, Kan forlænges (EXT), Z, XTB, Klassisk, LT, LLT Lige (ST), Bentson type (BEN), dobbeltendet (DE), Mullins	Lige

### 3.2. Tidligere modeller og deres forskelligheder

Ingen

### 3.3. Tilbehør, kompatibelt udstyr og andre produkter, anvendt i kombination

Argon Guidewires er kompatible med medicinsk udstyr med et lumen større end den diameter, der er angivet på mærkatet, og kortere end længden, der er angivet på mærkatet. Det er lægen, der efter skøn, vælger den rigtige guidewire, som er kompatibel med det andet medicinske udstyr, der anvendes.

## 4. Risici og advarsler

### 4.1. Tilbageværende risici og uønskede bivirkninger

Argons risikostyringsproces udføres i overensstemmelse med EN ISO 14971:2019. Sammenfatning og vurdering af individuelle tilbageværende risici er udført ved gennemgang af klinisk litteratur vedrørende det pågældende udstyr samt state-of-the-art (SOA) i CER-001 rev. D. Søgeperioden gik fra 1. januar 2017 til 31. december 2022. Uønskede hændelser, der er identificeret i litteraturen, er angivet i nedenstående tabel.

**Tabel 4.1.-1: Mulige uønskede hændelser i forbindelse med Argon Guidewires fundet i litteraturen**

Mulige uønskede hændelser
<p>Mulige komplikationer i forbindelse med brug af Argon Guidewires inkluderer, men er ikke begrænset til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perforering af kar</li> <li>• Kardissektion</li> <li>• Trombe/okklusion</li> <li>• Myokardieinfarkt</li> <li>• Perforation af ikke-tilsigtede organer</li> <li>• Vævsskade</li> <li>• Infektion</li> </ul>

**Tabel 4.1.-2: Uønskede hændelser rapporteret i litteraturen**

Uønskede hændelser	Argon Guidewires n/N (%)	Guidewirer n/N (%)
<b>Perifere kar</b>		
Perforering af kar	0/24 (0%)	17/3069 (0,6%)
Kardissektion	0/24 (0%)	85/3265 (2,6%)
Trombe/okklusion	0/24 (0%)	2/289 (0,7%)
<b>I alt</b>	<b>0/24 (0%)</b>	<b>104/3561 (2,9%)</b>
<b>Ikke vaskulært</b>		
Perforation af ikke-tilsigtede organer	0/59 (0%)	42/3203 (1,3%)
Vævsskade	0/59 (0%)	-
Infektion	1/59 (1,7%)	93/3203 (2,9%)
<b>I alt</b>	<b>1/59 (1,7%)</b>	<b>135/3203 (4,2%)</b>
<b>Koronarkar</b>		
Perforering af kar	-	861/20682 (4,2%)
Kardissektion	-	39/5054 (0,8%)
Trombe/okklusion	-	59/15794 (0,4%)
Myokardieinfarkt	-	236/17435 (1,4%)
<b>I alt</b>	<b>-</b>	<b>1195/24861 (4,8%)</b>

\*Bemærk: Alle tidspunkter er periprocesuelle

\*\*Bemærk: n= antal forekomster, N= samlet prøvestørrelse for alle studier, hvor "n" blev observeret

Oplysningerne er baseret på aktuel viden og state-of-the-art inden for perkutan placering af intravaskulære og ikke-vaskulære enheder under procedurer til diagnostiske og interventionsprocedurer med guidewirer til støtte og standardbehandling. Litteraturen blev undersøgt for materiale relateret til målpopulationen, tilgængelige alternativer, benchmark og konkurrerende enheder til at fremlægge en state-of-the-art analyse af den nuværende situation. Resultaterne af ydeevne og sikkerhed med de enheder, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, blev etableret ud fra den aktuelle viden/state-of-the-art på området samt fra en gennemgang af publiceret litteratur angående konkurrenternes enheder for at definere acceptkriterier. Sammenligning af acceptkriterier for resultater med de pågældende enheder viste, at Argon guidewire serien betragtes som værende inden for den aktuelle state-of-the-art, når den anvendes som tilsigtet.

#### 4.2. Advarsler og forholdsregler

Argon Guidewire brugsanvisning PMT-35-2000-99A:

## Advarsler

- Dette udstyr er kun konstrueret, testet og fremstillet til engangsbrug. Genanvendelse eller genbehandling er ikke evalueret og kan føre til enhedssvigt og heraf følgende patientsygdom, infektion og/eller anden skade. Enheden må ikke genanvendes, genbehandles eller gensteriliseres.
- Før brug kontrolleres emballagens tilstand.
- Må ikke anvendes, hvis emballagen er åben, eller hvis udløbsdatoen er passeret.
- Før ikke guidewiren frem, hvis der mødes modstand, før årsagen til modstanden er bestemt med fluoroskopi. Overdreven kraft mod modstand kan medføre skader på guidewiren eller kateteret eller perforation af karret.
- Vrid ikke guidewiren for meget.
- Guidewirens distale spids må ikke indfanges eller roteres for meget, da dette kan medføre at den brækker.
- Bøj ikke guidewiren for meget, da dette kan medføre, at den brækker.
- Placering af guidewiren skal overvåges med fluoroskopi eller en passende billedannelsesmetode under placering og håndtering.
- Træk ikke guidewiren tilbage gennem nålen. Ret guidewiren ud for at trække nålen tilbage.

## Forholdsregler

- Forvridning eller sammenfiltrering af guidewires kan forekomme, hvis der anvendes mere end en guidewire ad gangen. Dette kan undgås ved at isolere og markere guidewirenes proksimale ender.

### **4.3. Andre relevante aspekter af sikkerhed inkl. et sammenfatning af enhver sikkerhedsrelateret korrigerende handling på stedet (FSCA inkl FSN)**

Der er ingen sikkerhedsrelaterede korrigerende handlinger eller vigtige produktinformationer vedrørende Argon Guidewires

## **5. Sammenfatning af klinisk opfølgning efter udstyret er bragt i omsætning (PMCF)**

### **5.1. Sammenfatning af kliniske data relateret til lignende enheder, hvis relevant**

Ikke relevant, da der ikke påstås ækvivalens for Argon Guidewires.

### **5.2. Sammenfatning af kliniske data fra forskning udført på udstyret før CE-mærkningen, hvis relevant**

Ikke relevant. Der er ikke udført kliniske undersøgelser af Argon Guidewires før CE-mærkningen.

### 5.3. Sammenfatning af kliniske data fra andre kilder, hvis relevant

Kliniske data, der støtter Argon Guidewires' sikkerhed og ydeevne er udledt af følgende kilder:

- Argon Guidewire seriens PMCF-aktiviteterne inkl. spørgeundersøgelser til kunder
  - Undersøgelserapport - Worker Guidewire produktserie (januar 2018 til september 2019)
  - Undersøgelserapport - Argon Guidewires (1. september 2017 til 1 september 2020)
- Medline og EMBASE databaserne er brugt til litteratursøgning i perioden fra den 1. januar 2017 til 31. juli 2022. Den indeholder omfattende datasæt for igangværende forskning, videnskabelige peer review publikationer, aktuelle retningslinjer og anbefalinger udgivet af lægelige sammenslutninger så vel som systematisk litteraturgennemgang, der er udført for at etablere disse anbefalinger.

PMCF-aktiviteterne er dokumenteret i PMCFP-0027 Rev C

**Tabel 5.3.-1: Oversigt over PMCF-studie**

Aktivitetens navn	Beskrivelse af aktiviteten	Formålet med aktiviteten	Begrundelse for og kendte begrænsninger af aktiviteten	Afslutningsdato/ estimeret varighed
Rapport over klinisk opfølgning efter udstyret er bragt i omsætning for Argon Guidewires (N=36)	<b>Spørgeundersøgelse vedr. kundefeedback</b>  Spørgeundersøgelse blandt sundhedspersonale/ brugere	Til at registrere feedback vedrørende slutbrugernes tilfredshed med et specielt produkts ydeevne, slutbrugernes bekymringer specielt med hensyn til produktets sikkerhed og mulige risici, den overordnede brugertilfredshed med produktkategorien og brugerprofil og deres valg af lignende produkter.	Prøvestørrelsen er relativt lille for tre af de evaluerede produktserier:	18. november, 2020
WORKER GUIDEWIRE PRODUKTSERIE SPØRGEUNDERSØGE LSE BLANDT KUNDER (N=53)	<b>Spørgeundersøgelse vedr. kundefeedback</b> Spørgeundersøgelse blandt sundhedspersonale/ brugere	For at få feedback fra klinikerne vedrørende klinisk sikkerhed og ydeevne for Worker guidewires.	Formålet var at nå mindst 85% accept/positiv feedback fra slutbrugere	September 2019

#### Undersøgelserapport - Worker guidewire produktserie

Formålet med denne undersøgelse var at få feedback fra klinikerne vedrørende klinisk sikkerhed og ydeevne for Worker guidewirerne.

Undersøgelsen blev udsendt på papir og online til slutbrugere (læger/sundhedspersonale) af produktserien. Undersøgelsens tilgang var kvalitativ (ja/nej svar) i stedet for kvantitativ (f.eks. udførelse af laboratoriemålinger af parametre, der er af interesse). Relevansen af ja/nej type spørgsmål var baseret på hvert objekts forenklede natur. Der var 10 spørgsmål på spørgeskemaet, der gjaldt alle varianter af Worker guidewires. Argon Medical havde til hensigt at analysere undersøgelsesdataene efter at have indsamlet data fra mindst 35 spørgeskemaer, der blev dog modtaget flere spørgeskemaer, og disse data blev inkluderet. Kvalitative analyser kræver en mindre prøvestørrelse end kvantitative analyser.

I alt svarede 53 på spørgeundersøgelsen. Mindst 85% accept/positiv feedback fra slutbrugerne blev opnået bortset fra spørgsmål nr. 3, hvor der var 81%, da 6 af de 33 svar angav, at Amplatz guidewires fleksible spids ikke tillod atraumatisk navigering i karrene. Alle 6 svar blev givet af læger fra samme hospital, og de henviste til en klage, der opstod i den pågældende institution. Der blev ikke fundet nye risici eller bekymringer.

### **Spørgeundersøgelserapport - Argon Guidewires**

De produktspecifikke modeller, der er undersøgt, er Bentson, dobbeltend, bevægelig kerne, fast kerne af rustfrit stål (SS fast kerne) og PTFE fast kerne.

Spørgeundersøgelsen blev udført som en undersøgelse administreret af slutbrugerne ved hjælp af spørgeskemaer i papirformat eller online og bestod af ja/nej spørgsmål samt åbne spørgsmål i forbindelse med patientsikkerhed, produktkvalitet samt brugerens profil med hensyn til bug af andre guidewires fra andre fabrikanter. Endelig blev respondenterne bedt om at give anden feedback på de evaluerede produkter.

Spørgeundersøgelsen vedr. kundefeedback bestod af fem områder og var opdelt i 3 afsnit:

- Produktspecifik sikkerhed og ydeevne
- Generel tilfredshed og brugerprofil
- Oplysninger om respondenterne.

Undersøgelsesområderne var følgende:

- Produktspecifik sikkerhed og ydeevne. Dette område inkluderede produktspecifikke parametre og spørgsmål om sporbarhed, vridbarhed, fleksibilitet, krydsningsevne, støtte og taktilt feedback.
- Yderligere bekymringer vedrørende patientsikkerhed i forbindelse med brug af udstyret
- Generel tilfredshed med kvaliteten af Argon Guidewires
- Generel produkt ydeevne
- Brugerprofil.

Spørgeundersøgelsens målpopulation var slutbrugere af Argon Guidewires, der var læger, som udførte karprocedurer med brug af nogle af produkterne i Argon Guidewires produktserien til dets beregnede brug.

Kundespørgeundersøgelsen blev sendt til alle globale slutbrugere i forskellige sundhedsinstitutioner gennem virksomhedens salgsnetværk af distributører og salgsrepræsentanter.

I alt blev 36 spørgeskemaer udfyldt af slutbrugere, der brugte mindst en af Argon seriens guidewireprodukter mellem 10. september 2020 og 13. november 2020. Slutbrugerne var radiografer (n=6) og læger (n=30).

Respondenternes brug af Argon Guidewires vises herunder i Tabel 5.3.-2 Error! Reference source not found.. I alt 30/36 (83,3%) af respondenterne brugte en type Argon Guidewires, 5/36 af respondenterne (13,9%) brugte 2 typer Argon Guidewire og 1/36 respondent (2,8%) brugte alle typer af Argon Guidewire.

**Tabel 5.3.-2: Antal og type af anvendt Argon produkt**

Fabrikant	Antal respondenter (n=36)	Procentdel (%)
Enkelt produkt	30	83,3
Bentson	13	36,1
PTFE fast kerne –J-spids	11	30,6
PTFE fast kerne –lige spids1	5	13,9
Dobbeltendet	1	2,8
To produkter	5	13,9
Bentson, bevægelig kerne	1	2,8
Bentson, PTFE fast kerne - J-spids	2	5,6
Bentson, SS fast kerne –J-spids	1	2,8
PTFE fast kerne –J-spids, SS fast kerne –J-spids	1	2,8
Alle syv produkter	1	2,8

Svrraten var 100% for alle parametre i alle serier bortset fra sporbarhed (89%) for Bentson serien. Resultaterne af spørgeundersøgelsen vedr. kundefeedback angivet pr. produkt i Tabel 5.3.-3.

**Tabel 5.3.-3: Resultater af spørgeundersøgelsen vedr. kundefeedback efter produkt**

Guidewiretype	Antal brugere	Fleksibilitet	Sporbarhed	Drejningsevne	Kontrol af stivhed/ fleksibilitet	Taktilt feedback	Krydsningsevne
Bentson	18	18 (100%)	16 (89%)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Dobbeltendet	2	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Bevægelig kerne	2	Ikke relevant	Ikke relevant	2 (100%)	2 (100%)	Ikke relevant	Ikke relevant
PTFE fast kerne 1	20	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
SS fast kerne 2	3	3 (100%)	3 (100%)	3 (100%)	Ikke relevant	3 (100%)	2 (100%)

Bemærk: 1. Der var 14 PTFE J-spids brugere, 5 lige spids samt 1, der anvendte begge. 2. Der var 2 SS J-spids brugere og 1, der brugte både SS J-spids og lige spids. 3. En bruger svarede ikke på dette spørgsmål.



Den overordnede kliniske erfaring med Argon Guidewires angives i Tabel 5.3.-4

**Tabel 5.3.-4: Generel tilfredshed med produktet**

Del	Antal respondenter	Ja	Nej
Yderligere sikkerhedsbekymringer	35	1 (3%)	34 (97%)
Produktemballage acceptabel	36	36 (100%)	0
Overordnet kvalitet acceptabel	36	36 (100%)	0
Overordnet ydeevne acceptabel <sup>1</sup>	36	35 (97%)	1 (3%)
Produktet tåltes af patienten	28	28 (100%)	
Produkt til støtte af indføring og placering af interventionsudstyr til karrene <sup>1</sup>	35	34 (97%)	1 (3%)
Brug af guidewires fra andre fabrikater	36	33 (92%)	3 (8%)

<sup>1</sup> En bruger (#001) angav, at den overordnede produkt ydeevne ikke var acceptabel og svarede, at produktet ikke støttede indføring og placering af enheder til indgreb i karsystemet. Bemærkningerne til begge spørgsmålene var, at skaffet var for fleksibelt til tilstrækkelig sporbarhed.

I alt 35 respondenter angav, at der ikke var yderligere sikkerhedsbekymringer for patienten i forbindelse med brug af Argon Guidewires, men 1 respondent angav, at spidsen af Bentson guidewiren var meget stiv, og at den kunne perforere et kar, hvis der blev brugt kraft. I alt 28 (100%) respondenter angav, at produkterne tåltes af alle patienter. Den overordnede produktkvalitet var acceptabel for alle 36 (100%) respondenter, mens produktets ydeevne var acceptabel for 35 (97%) af de 36 respondenter. At Argon Guidewires støtter indføring og placering af enheder til indgreb i karrene blev støttet af 34/36 (97%) respondenter. I alt 33 (91,7%) respondenter angav brug af guidewires fra Terumo (16/33, 48,5%), Boston Scientific (15/33, 45,5%), Merit (7/33, 21,2%), Cook/Cook Medical (6/33, 18,2%) og Abbott (3/33, 9,1%).

I alt 36 respondenter (100%) var tilfredse med Argon Guidewires med hensyn til den overordnede produktkvalitet, patienttolerance og produktemballage, og alle bortset fra en (97%) var tilfredse med den overordnede produkt ydeevne, sikkerhed og produktets støtte under indføring og placering af enheder til indgreb i karsystemet. Der blev ikke fundet nye risici eller bekymringer.

### Vurdering og dataudtrækning fra relevant klinisk litteratur

I alt blev 147 relevante artikler identificeret i den systematiske litteratursøgning for denne første MDR CER-001 Rev D, og 3 artikler opfyldte inklusionskriterierne. Sammenfatning af de kliniske data fra de 3 inkluderede artikler vises herunder.

**Artikel 1. Teoh AYW, Serna C, Penas I, et al. Endoscopic ultrasound-guided gallbladder drainage reduces adverse events compared with percutaneous cholecystostomy in patients who are unfit for cholecystectomy. Endoscopy. 2017;49(2):130-138.<sup>127</sup>**

<b>Udstyr/Konfiguration</b>	0.035" Amplatz guidewire (Argon Medical Devices)
<b>Anvendelse/Indikation</b>	ACC, på mærkat
<b>Anatomisk placering</b>	Galdeblære
<b>Vurdering</b>	D1 A1 P1 R1 T1 O1 F1 S1 C1
<b>Artikelniveau</b>	1
<b>Undersøgt udstyr/undersøgt udstyrskonfiguration (n)</b>	0,035" Amplatz guidewire (Argon Medical Devices) (n=59)
<b>Konkurrent/andre enheder (n)</b>	Ikke relevant
<b>CER-mål varighed af opfølgning</b>	Periprocesuel
<b>CER-mål: Sikkerhed</b>	
Vævsskade	0/59 (0%)
Perforation/punktur (af ikke-tilsejtede organer)	0/59 (0%)
Infektion	Sepsis: 1/59 (1,69%) Urinvejsinfektion: 0/59 (0%)
<b>CER-mål: Ydeevne</b>	
Teknisk succes	59/59 (100%)
Proceduremæssig succes	56/59 (94,9%) <sup>1</sup>
<b>Identificerede nye uønskede hændelser eller problemer med udstyret</b>	Nej

<sup>1</sup>Betragtes baseret på klinisk succes. Der opstod dog komplikationer en dag efter proceduren  
Ikke relevant-Ikke rapporteret

**Formål:** At sammenligne endoskopisk ultralydsledet dræning af galdeblæren (EGBD) med perkutan kolecystektomi som en defineret tilgang til akut kolecystitis hos patienter, der ikke er egnede til operation.

**Patienter og metoder:** Mellem november 2011 og august 2014 i et multicenter, retrospektiv, 1:1 matchet kohortestudie af 118 patienter, gennemgik 59 patienter med akut kolecystitis (mænd n=30; kvinder n=29) med gennemsnitsalderen: 81,2±10,4 år, perkutan kolecystektomi. Resultaterne blev sammenlignet for alder, køn og American Society of Anaesthesiologists's graduering.

En 0,035" Amplatz guidewire (Argon Medical Devices Inc., USA) blev indført gennem nålen og sammenrullet sikkert i galdeblærens lumen efterfulgt af en række dilatationer. Når galdegangen var tilstrækkeligt udvidet, indførtes et pigtail-kateter af en passende størrelse i galdeblærens lumen over guidewiren.

Resultatmålene inkluderede de tekniske og kliniske succesrater, raten af uønskede hændelser, indlæggelsestid, antal uplanlagte genindlæggelser og mortalitet. Teknisk succes var defineret som muligheden for at få adgang til og dræne galdeblæren ved placering af et dræn eller en stent med umiddelbar dræning af galde. Klinisk succes var defineret som en forbedring af kliniske symptomer og faldende hvide blodlegemer inden for 5 dage efter proceduren.

**Resultater:** Teknisk succes blev opnået for alle patienter, og klinisk succes blev opnået for 56/59 (94,9%) af patienterne. Der fandtes ingen tilfælde af vævsskade, perforation/punktur (af ikke tilsigtede organer) eller urinvejsinfektioner. En patient (1,69%) oplevede alvorlig sepsis, der førte til akut nyresvigt og død.

Den overordnede bivirkningsfrekvens var 44/59 (74,6%). Uønskede hændelser inden for 30 dage forekom hos 10/59 (16,9%), og alvorlige uønskede hændelser blev observeret hos 44/59 (74,6%) patienter. Uplanlagte genindlæggelser i forbindelse med indgrebet blev observeret hos 42/59 (71,2%) patienter, gentagen akut kolecystitis forekom hos 4/59 (6,8%) patienter, og der forekom ingen uønskede hændelser under proceduren.

**Konklusion:** Forfatterne konkluderede, at den perkutane kolecystektomiteknik var en effektiv metode til dræning af galdeblæren hos patienter med akut kolecystitis, der ikke var egnede til operation.

**Artikel 2. Yip HK, Youssef AA, Chang WN, et al. Feasibility and safety of transradial arterial approach for simultaneous right and left vertebral artery angiographic studies and stenting. Cardiovasc Intervent Radiol. 2007;30(5):840-846<sup>128</sup>**

<b>Udstyr/Konfiguration</b>	Teflon guidewire med J-spids (Argon Medical Devices)
<b>Anvendelse/Indikation</b>	Vertebral angiografi og stenting/ angiografi af carotis hos patienter med stenose i a.vertebralis/a.carotis; on-label
<b>Anatomisk placering</b>	Kredsløbsvaskulatur/perifere arterier
<b>Vurdering</b>	D1 A1 P1 R1 T1 O1 F1 S1 C1
<b>Artikelniveau</b>	1
<b>Undersøgt udstyr/undersøgt udstyrskonfiguration (n)</b>	Teflon guidewire med J-spids (n=24 patienter)
<b>Konkurrent/andre enheder (n)</b>	Ikke relevant
<b>CER-mål varighed af opfølgning</b>	Periprocessuel
<b>CER-mål: Sikkerhed</b>	
Perforering af kar	0/24 (0%)
Kardissektion	0/24 (0%)
Trombe/okklusion	0/24 (0%)
<b>CER-mål: Ydeevne</b>	
Teknisk succes	24/24 (100%)
Proceduremæssig succes	24/24 (100%) <sup>1</sup>
<b>Identificerede nye uønskede hændelser eller problemer med udstyret</b>	Nej

<sup>1</sup>Betragtes baseret på teknisk succes. Der opstod dog komplikationer en dag efter proceduren

Ikke relevant-Ikke rapporteret

**Formål:** At undersøge sikkerheden og effektiviteten af en transradial tilgang (TRA) med brug af et 6 French (F) Kimny guidekateter til angiografisk undersøgelse og stenting af højre a. vertebralis.

**Patienter og metoder:** Et studie, der omfatter 24 på hinanden følgende patienter med stenose af a. vertebralis (VA) /a. carotis, som gennemgik angiografi af a. vertebralis og a. carotis efterfulgt af stenting af a. vertebralis mellem november 2004 og december 2006, er inkluderet i denne undersøgelse. Grundlæggende karakteristik og komorbiditeter var som følger: gennemsnitsalder: 68,7±9,5 år, mænd: 22/24 (91,7%), hypertension: 21/24 (87,5%), diabetes mellitus: 11/24 (45,8%), aktuel ryger: 11/24 (45,8%), tidligere MI: 3/24 (8,3%) og tidligere TIA: 10/24 (41,7%). Til dette VA-angiografiske studie anvendtes en kombination af ipsilateral og retrograd engageringsteknik, som involverede et 6F Kimny guidekateter i løkke og en 0,035" Teflon guidewire med J-spids (Argon Medical Devices). Til stenting af a. vertebralis brugtes en ipsilateral TRA tilgang enten med et Kimny guidekateter eller et arterielt guidekateter gennem venstre a. mammaria interna til 22 af patienterne, og der anvendtes en retrograd engageringsteknik til 2 patienter. En ≥50% stenose i enten a. carotis, a. vertebralis eller de vigtigste intrakranielle arterier var defineret som en signifikant obstruktion af disse kar. Alvorlig obstruktion var defineret som ≥70% stenose.

**Resultater:** I de fleste tilfælde anvendtes en tilgang gennem venstre a. radialis (TRA). Signifikant koronararterieobstruktion fandtes i 83.3% og signifikant stenose af ekstrakranielle a. carotis fandtes hos 33,3% af undersøgelsens patienter. Procedurens tekniske succes blev rapporteret som 100% hos alle patienter, inkl. venstre VA-stenting i 15 patienter og højre VA-stenting i 9 patienter. Der blev rapporteret procedurerelaterede neurologiske komplikationer hos 1 patient (4,2%). Der blev ikke rapporteret om vaskulære komplikationer eller sårkomplikationer og ingen procedurerelaterede dødsfald.

**Konklusion:** Forfatterne konkluderede, at TRA-tilgangen var sikker og effektiv for både cerebrale og koronare angiografiske undersøgelser såvel som ved VA-stenting. Hos patienter, der ikke er egnede til adgang gennem a. femoralis, kan dette betragtes som et enkelt og nyttigt, klinisk værktøj.

**Artikel 3. Alqahtani S, Kandeel AY, Rolf T, Frederic G, Qanadli SD. Case report: an unusual combined retrograde and antegrade transpedal subintimal recanalization of the infrainguinal arteries. J Vasc Interv Radiol. 2012;23(10):1325-1329.<sup>129</sup>**

<b>Udstyr/Konfiguration</b>	POINTER nitinol guidewire (Angiotech Medical Device Technologies)
<b>Anvendelse/Indikation</b>	Kombineret retrograd og antegrad, transpedal, subintimal genkanalisering af kar i lysken [a.femoralis superficialis, a, poplitea, tibioperoneale stamme, a. peronea]/CLI (critical limb ischemia), on-label
<b>Anatomisk placering</b>	Kar i lysken (a.femoralis superficialis, a, poplitea, tibioperoneale stamme, a. peronea)
<b>Vurdering</b>	D1 A1 P1 R1 T2 O1 F1 S2 C1
<b>Artikelniveau</b>	1
<b>Undersøgt udstyr/undersøgt udstyrskonfiguration (n)</b>	POINTER nitinol guidewire (n=1 patient)
<b>Konkurrent/andre enheder (n)</b>	Ikke relevant
<b>CER-mål varighed af opfølgning</b>	Periprocesuel
<b>CER-mål: Sikkerhed</b>	
Perforering af kar	Ikke relevant
Kardissektion	Ikke relevant
Trombe/okklusion	Ikke relevant
<b>CER-mål: Ydeevne</b>	
Teknisk succes	1/1*
Proceduremæssig succes	1/1
<b>Identificerede nye uønskede hændelser eller problemer med udstyret</b>	Nej

Ikke relevant-Ikke rapporteret

\*Vanskelighed ved at skubbe guidewiren skyldes betydelig forkalkning, ballonangioplastik og stenting blev dog udført, og blodgennemstrømningen genoprettet.

**Formål:** At beskrive en ny teknik til retrograd genkanalisering af arterierne i lysken, selvom der ikke kan identificeres åbne arterier ved eller under knæledet.

**Patienter og metoder:** Forfatterne beskrev et tilfælde med en 66-årig mandlig patient, hvis anamnese omfattede diabetes, iskæmisk kardiopati og højresidig hemiplegi. Han fremstod med et 3 måneder gammelt ikke-helende ulcus på venstre fodryg med smerte i venstre fod i hvile i løbet af den sidste måned. CT-angiografi viste fuldstændig okklusion af a.femoralis superficialis, a.poplitea, dennes forgreninger samt forkalket stenose i venstre a.femoralis com. (CFA), der bredte sig til a.femoralis prof. Endarterektomi med angioplastikklapper af venstre CFA og a.femoralis prof. lykkedes ikke, hvorfor der blev foretaget en antegrad genkanalisering, der ikke lykkedes. Endelig forsøgte en retrograd tilgang gennem venstre a. dorsalis pedis, hvilket resulterede i genkanalisering af alle de okkluderede aa. tibialis og poplitea samt de overfladiske grene af a.femoralis, indtil CFA blev nået.

Guidewiren på 0,014” blev udskiftet med en 0,018”, 300-cm POINTER nitinol guidewire (Angiotech Medical Device Technologies), der på grund af betydelig forkalkning af arterien blev skubbet ind i det sande lumen af den tibioperoneale stamme med lidt besvær. Der blev udført antegrad ballonangioplastik af a.peronea og de tibioperoneale arterier efterfulgt af ballondilatation af a.poplitea og SFA. Der bemærkedes betydelig forkalkning, hvorfor blev placeret to selvudvidelige stents mellem den proksimale SFA og den øverste del af a. poplitea.

**Resultater:** Kontrolangiografi viste genkanalisering af SFA, a.poplitea, den tibioperoneale stamme og peroneale arterier med genoprettelse af gennemstrømningen til foden gennem arcus plantaris. Smerter i hvile forsvandt umiddelbart efter proceduren. Forbedring af den distale blodgennemstrømning blev dokumenteret ved opfølgende ultralydsundersøgelser samme dag og dagen efter proceduren. På 10. dagen blev patienten udskrevet med recept på aspirin og clopidogrel. Der fandtes en fuldstændig heling af såret syv under efter proceduren. Ved et opfølgende besøg 6 måneder efter havde patienten det stadig godt, uden smerter i hvile eller yderligere ulceration af foden.

**Konklusion:** Forfatterne konkluderede, at en retrograd, subintimal genkanalisering af kronisk okkluderede kar gennem en okkluderet a.dorsalis pedis er en mulig og nyttig udvej for udvalgte patienter med CLI, med okklusion af alle infrapoplittale arterier og en høj risiko ved operation, eller hvor en tidligere antegrad tilgang er mislykket.

**Tabel 5.3.-5: Klassificering, vurdering og evaluering af det pågældende udstyr i litteraturen – Perifere kar**

Reference	Udstyr	Undersøgelingsdesign	Vurderingskriterie for egnethed				Vurderingskriterie for databidrag					LOE
			D1	A1	P1	R1	T2	O1	F1	S1	C1	
Yip et al., 2007 <sup>128</sup>	Teflon guidewire med J-spids (Argon Medical Devices, Inc.)  Diameter: 0,035 tommer Længde: 260 cm	Prospektivt studie  November 2004 til december 2006	D1	A1	P1	R1	T2	O1	F1	S1	C1	1
Alqahtani et al., 2012 <sup>129</sup>	POINTER nitinol guidewire (Angiotech Medical Device Technologies)  Diameter: 0,018 tommer Længde: 300 cm	Caserapport	D1	A1	P1	R1	T2	O1	F1	S2	C1	1

Bemærk: Alle tidspunkter er periprocesuelle

**Tabel 5.3.-6: Klassificering, vurdering og evaluering af det pågældende udstyr i litteraturen – Ikke-vaskulær**

Reference	Udstyr	Undersøgelingsdesign	Vurderingskriterie for egnethed				Vurderingskriterie for databidrag					Evidensniveau
			D1	A1	P1	R1	T2	O1	F1	S1	C1	
Teoh et al., 2016 <sup>127</sup>	Amplatz guidewire (Argon Medical Devices)  Diameter: 0,035"	Multicenter, retrospektivt, kohortestudie  November 2011 og August 2014	D1	A1	P1	R1	T2	O1	F1	S1	C1	1

Bemærk: Alle tidspunkter er periprocesuelle



**Tabel 5.3.-7: Resultatmåling af sikkerheds- og ydeevnerater rapporteret på basis af analyse af det pågældende udstyr – Perifere kar**

Reference	Sikkerhed			Ydeevne	
	Perforering af kar n/N (%)	Kardissektion n/N (%)	Trombe/okklusion n/N (%)	Teknisk succes n/N (%)	Proceduresucces n/N (%)
Yip et al., 2007 <sup>128</sup>	0/24 (0%)	0/24 (0%)	0/24 (0%)	24/24 (100%)	24/24 (100%)
Alqahtani et al., 2012 <sup>129 a</sup>	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	1/1	1/1
<b>Samlet område</b>	0%	0%	0%	100%	100%
<b>Acceptkriterie</b>	<b>Mindre end 2,4%</b>	<b>Mindre end 2,9%</b>	<b>Mindre end 1,9%</b>	<b>Større end 81,8%</b>	<b>Større end 83,3%</b>
<b>Alle datasæt opfylder acceptkriteriet (Ja/Nej)</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

<sup>a</sup> Da dette er en caserapport, tages der ikke hensyn til artiklen i det samlede resultat, da vi ikke analyserer caserapporter ved en samlet analyse af sikkerhed og ydeevne.

Bemærk: Alle tidspunkter er periprocesuelle

Ikke relevant: Ikke rapporteret

**Tabel 5.3.-8: Resultatmåling af sikkerheds- og ydeevnerater rapporteret på basis af analyse af det pågældende udstyr – Ikke-vaskulær**

Reference	Sikkerhed			Ydeevne	
	Vævsskade n/N (%)	Perforation/punktur (af ikke-tilsigtede organer) n/N (%)	Infektion n/N (%)	Teknisk succes n/N (%)	Proceduresucces n/N (%)
Teoh et al., 2016 <sup>127</sup>	0/59 (0%)	0/59 (0%)	1/59 (1,7%)	59/59 (100%)	59/59 (100%)
<b>Samlet område</b>	0%	0%	1,7%	100%	100%
<b>Acceptkriterie</b>	<b>Mindre end 3,12%</b>	<b>Mindre end 3,2%</b>	<b>Mindre end 9,1%</b>	<b>Større end 77,1%</b>	<b>Større end 87,1%</b>
<b>Alle datasæt opfylder acceptkriteriet (Ja/Nej)</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Bemærk: Alle tidspunkter er periprocesuelle

## **Konklusioner af gennemgang af klinisk litteratur**

I alt blev 147 artikler identificeret i litteratursøgningen vedr. emnet, der blev udført i alle årene indtil 31. juli 2022, og efter litteraturgennemgangen blev 3 artikler inkluderet. Af disse 3 studier, var 2 relateret til perifere kar<sup>128,129</sup>, og 1 faldt under ikke-vaskulær indikation.<sup>127</sup> Et af studierne i forbindelse med den perifere vaskulatur<sup>129</sup> er dog ikke medtaget i det samlede område, fordi caserapporter ikke analyseres for overordnet sikkerhed og ydeevne. Der blev ikke inkluderet artikler, der repræsenterede anvendelse i koronarkarrene. Teflon guidewire med J-spids, POINTER nitinol guidewire og Amplatz guidewire var alle rapporterede. Samlet inkluderede litteraturanalsen af sikkerhed og ydeevne 24 patienter med Teflon guidewire med J-spids, der er indikeret til vertebral angiografi og stenting/angiografi af a. carotis, og 59 patienter med Amplatz guidewire, der er indikeret til akut kolecystitis med galdesten (ACC). Resultaterne af ydeevne og sikkerhed med de enheder, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, blev etableret ud fra den aktuelle viden/seneste nyheder på området samt fra en gennemgang af publiceret litteratur vedrørende konkurrenternes enheder for at definere acceptkriterier og sammenligne med raterne, der er rapporteret i litteraturen. Analyse af sikkerhedsmålene viste konsekvent kliniske resultater med aktuelle acceptrater med 100% tekniske og proceduremæssige succesrater og ingen observerede uventede uønskede hændelser. Målene for sikkerhed og ydeevne blev rapporteret fra det pågældende udstyrs litteratur ved en søgeanalyse og opfyldte det forudbestemte kriterie, hvilket antyder, at det pågældende udstyr kan fortsætte som udstyr til standardpleje.

#### **5.4. Overordnet sammenfatning af klinisk ydeevne og sikkerhed**

Argon Guidewire serien viste velkendt sikkerhed og klinisk ydeevne med brug af robust SOA-teknik med kliniske vejledninger, der kaldte udstyret standardbehandling med bench studier og testning af biokompatibilitet, der beviser, at Argon Guidewire serierne er udstyr til standardbehandling. Argon Guidewire serien bruges som hjælpeanordninger i veletablerede procedurer i karrene (centrale / perifere) samt til ikke-vaskulære anvendelser. Brug af guidewires under proceduren afspejler den nuværende plejestandard. Argon Guidewire serien inkluderer tekniske egenskaber, der er generelle for guidewires, og som har veletablerede egenskaber med hensyn til klinisk ydeevne og sikkerhed ved vaskulær og ikke-vaskulær brug. For at kunne levere de specifikke egenskaber der kræves i de forskellige procedurer fås er forskellige konfigurationer og materialer. På baggrund af guidewires enkle stabile design og af ensartede krav til ydeevne på tværs af de forskellige anvendelser kan benchtop testningstandarder gælde for flere af guidewires i anvendelsesområdet. Derfor kan resultaterne af benchtop testningen støtte guidewires ydeegenskaber inden for den gruppe, der deler de samme tekniske krav og krav til ydeevne. På samme måde kan vurderinger af biokompatibilitet understøtte guidewires, der er fremstillet af samme materialer og bruges i samme slags anvendelser for eksempel vaskulære.

Afslutningsvis er det vist, at Argon Guidewire serien er anerkendt udstyr til standardbehandling med indbyrdes ligheder, der ikke påvirker dette udstyrs sikkerhed eller ydeevne.

#### **Fordele / risikovurdering**

Argon Guidewire seriens fordele og risici diskuteres i CER-001 rev. D. Det er objektivt demonstreret, at kliniske data for det pågældende udstyr viser, at de er sikre og deres ydeevne er som tilsigtet, når de anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningerne, og de fortsætter derfor med at være udstyr til standardbehandling, der er af afgørende betydning som hjælp til kateterudstyr under diagnostiske procedurer og kliniske indgreb.

På baggrund af gennemgang af aktuel viden/SOA angives de kliniske resultatparametre, der er relevante ved undersøgelse af Argon Guidewire seriens kliniske sikkerhed og ydeevne, i Tabel 5.4.-1 og Tabel 5.4.-2 herunder.

**Tabel 5.4.-1: Argon Guidewire seriens mål for sikkerhed og ydeevne identificeret ud fra kliniske datakilder – Perifere kar**

Udfald	Klinisk litteratur vedr. det pågældende udstyr %	Acceptkriterie for ydeevne og sikkerhed %	Opfylder alle datasæt acceptkriterierne?
<b>Sikkerhed</b>			
<b>Perforering af kar</b>	<b>0%</b>	<b>Mindre end 2,4%</b>	<b>Ja</b>
<b>Kardissektion</b>	<b>0%</b>	<b>Mindre end 2,9%</b>	<b>Ja</b>
<b>Trombe/okklusion</b>	<b>0%</b>	<b>Mindre end 1,9%</b>	<b>Ja</b>
<b>Ydeevne</b>			
<b>Teknisk succes</b>	<b>100%</b>	<b>Større end 81,8%</b>	<b>Ja</b>
<b>Proceduremæssig succes</b>	<b>100%</b>	<b>Større end 83,3%</b>	<b>Ja</b>

Bemærk: Alle tidspunkter er periprocesuelle

**Tabel 5.4.-2: Argon Guidewire seriens mål for sikkerhed og ydeevne identificeret ud fra kliniske datakilder – Ikke-vaskulær**

Udfald	Klinisk litteratur vedr. det pågældende udstyr %	Acceptkriterie for ydeevne og sikkerhed %	Opfylder alle datasæt acceptkriterierne?
<b>Sikkerhed</b>			
<b>Vævsskade</b>	<b>0%</b>	<b>Mindre end 3,12%</b>	<b>Ja</b>
<b>Perforation eller punkturer af ikke-tilsigtede organer</b>	<b>0%</b>	<b>Mindre end 3,2%</b>	<b>Ja</b>
<b>Infektion</b>	<b>1,7%</b>	<b>Mindre end 9,1%</b>	<b>Ja</b>
<b>Ydeevne</b>			
<b>Teknisk succes</b>	<b>100%</b>	<b>Større end 77,1%</b>	<b>Ja</b>
<b>Proceduremæssig succes</b>	<b>100%</b>	<b>Større end 87,1%</b>	<b>Ja</b>

Bemærk: Alle tidspunkter er periprocesuelle

Som udstyr til standardbehandling kan det retfærdiggøres, at et lavere niveau af klinisk dokumentation for Argon Guidewire serierne er tilstrækkelig til at bekræfte overensstemmelsen med de relevante forordninger om databeskyttelse (GSPR). Kliniske data blev yderligere evalueret for at demonstrere tilstrækkelig klinisk dokumentation, der støtter overensstemmelsen med GSPR'erne med en vurdering iht. MDCG 2020-6. Tabel 5.4.-3 opsummerer hvert datasæts position.

Klinisk dokumentation, der viser sikkerheden og ydeevnen af klasse III udstyr (Argon Guidewire serien) består af videnskabelig litteratur (rank 4 og 6), proaktive PMS-data - kundespørgeundersøgelser (rank 8), klagedata (rank 7) og bench testning (rank 12). Dette opfylder anbefalingerne om at demonstrere tilstrækkelig klinisk dokumentation for klasse III udstyr.

Derfor er der tilstrækkelige datasæt til at støtte Argon Guidewire seriens sikkerhed og ydeevne i standardbehandling.

**Tabel 5.4.-3: Klinisk evidens, der understøtter Argon Guidewire serierne**

Datakilde	Udstyr / kvantitet	Position iht. MDCG 2020-6
<b>State-of-the-art</b>	<b>Evaluering af state-of-the-art inkl. evaluering af kliniske data fra konkurrerende udstyr</b>	<b>6</b>
<b>Proaktive PMS-data Kundespørgeundersøgelse</b>	<b>Worker Guidewire produktserie-33 spørgeundersøgelser Worker Guidewires-53 spørgeundersøgelser</b>	<b>8</b>
<b>Litteraturartikler (n=2) Resultater fra studier med mulige metodefejl, men hvor data stadig kan kvantificeres og accepten retfærdiggøres</b>	<b>Teflon guidewire med J-spids, 24 patienter Amplatz guidewire, 59 patienter</b>	<b>4</b>
<b>Litteraturartikler (n=1) Enkelte caserapporter vedr. det pågældende udstyr</b>	<b>POINTER nitinol guidewire, 1 patient</b>	<b>9</b>
<b>Klagedata og overvågningsdata</b>	<b>Argon Guidewires - 1.406.760 klager Worker Guidewires - 142.514 klager</b>	<b>7</b>
	<b>Lunderquist Stainless Steel Guidewires, WORKER Guidewires, POINTER Nitinol Guidewires, Access Guidewires - 46.108 klager</b>	<b>7</b>
<b>Bench testning</b>	<b>Mekanisk testning af styrke og varighed, biologisk sikkerhed og brugbarhed</b>	<b>12</b>

### **Kliniske fordele/Analyse af ydeevne**

Kliniske fordele omfatter enhver påstand om resultater for klinisk sikkerhed og ydeevne og inkluderer Argon Guidewire seriens mulighed for at opnå det erklærede formål. Som en klinisk fordel muliggør det pågældende udstyr perkutan placering af intravaskulært eller ikke-vaskulært udstyr under diagnostiske og interventionsprocedurer. Derfor er de kliniske fordele ved Argon Guidewire serierne behørigt begrundet på baggrund af objektive beviser fra de evaluerede data - enten klinisk, ikke-klinisk eller begge.

### **Analyse af kliniske risici og sikkerhed**

Risikostyringsprocessen udføres iht. procedurer, der er defineret i CAQ-QA-013. Risikostyring i overensstemmelse med principperne i ISO14971: 2019 Medicinsk udstyr - Anvendelse af risikostyring i forbindelse med medicinsk udstyr.

Argon Guidewire serierne er gennemgået for risiko og gennemgår analyse af fejltilstand og virkning (failure modes and effects analysis -FMEA) og/eller fareanalyse. Risikostyringsrapporter gennemgås med definerede mellemrum og opdateres baseret på data fra litteraturen og kommercielle klager.

### 5.5. Igangværende eller planlagt klinisk opfølgning efter udstyret er bragt i omsætning.

Som dokumenteret i PMS-planen (PMSP-0008), er PMCF en vigtig del af en PMS, og bør have sin egen handlingsplan (PMCFP-0027). Det primære formål med disse PMCF-planer er at specificere metoder og procedurer til proaktivt at indsamle og evaluere kliniske data for at støtte sikkerhed og ydeevne af Argon guidewire serierne og hele tiden få mere at vide om brugen i forbindelse med:

- Stadfæst sikkerhed og ydeevne i hele Argon guidewire seriernes levetid ved at sikre udstyrets overensstemmelse med de generelle krav til sikkerhed og ydeevne.
- Tidligere ukendte bivirkninger
- Bivirkninger og kontraindikationer
- Nye eller opdukkende risici baseret på faktisk evidens.

Argon udfører følgende aktiviteter efter udstyret er bragt i omsætning, inkl. generelle og specifikke metoder/procedurer for klasse III guidewires. En oversigtstabel over de forskellige PMCF-aktiviteter, der forudses af fabrikanten, er angivet herunder:

Aktivitets-id	Beskrivelse af aktiviteten	Aktivitetsens formål	Begrundelse for og kendte begrænsninger af aktiviteten	Tidsfrist
1	Generelt: Gennemgang af videnskabelig litteratur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekræfte det pågældende udstyrs sikkerhed og ydeevne.</li> <li>• Sikre at forholdet mellem fordele og risici er acceptabelt.</li> <li>• Identificere mulig systematisk misbrug eller off-label brug</li> </ul>	Tillader evaluering af oplysninger om aktuel viden og state-of-the-art. Begrænsninger: Klinisk dokumentation er begrænset til publicerede data i litteraturen	Årlig gennemgang inden for kalenderåret

Aktivitets-id	Beskrivelse af aktiviteten	Aktivitetsens formål	Begrundelse for og kendte begrænsninger af aktiviteten	Tidsfrist
2	Generelt: Klagetendens og analyse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekræfte sikkerheden af det medicinske udstyr</li> <li>• Identificere tidligere ukendte bivirkninger (relateret til procedurerne eller det medicinske udstyr).</li> <li>• Overvågning af identificerede bivirkninger og kontraindikationer</li> </ul>	<p>Alle klager i forbindelse med markedsførte produkter registreres i vores QMS fra kliniske brugere og/eller distributører af det pågældende udstyr.</p> <p>Begrænsninger: Uden at kende salgsmængderne af lignende udstyr kan det være vanskeligt at sammenligne frekvensen af uønskede hændelser, men det samlede antal hændelser og typen af hændelser kan sammenlignes.</p>	Årlig gennemgang inden for kalenderåret
3	Specifikt: PMCF-studie for at indhente data fra virkeligheden vedrørende brug af guidewirer i koronarkarrene, de perifere kar og ikke-vaskulære anvendelser.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadfæste sikkerhed og ydeevne.</li> <li>• Identificere tidligere ukendte bivirkninger og overvåge de identificerede bivirkninger og kontraindikationer</li> </ul>	<p>Observationsstudie beregnet til indsamling af kvantitative data angående det pågældende udstyrs ydeevne for hver indikation.</p> <p>Begrænsninger: Kvalitet og tilgængelighed af data</p>	Studiet udføres inden for certificeringsperioden for udstyr, der skal fornys (2023-2028).

## 6. Mulige diagnostiske eller terapeutiske alternativer

Alternativet til brug af guidewirer er traditionelle åbne operationer og blind isætning af katetre. Fremkomsten af medicinske guidewirer muliggjorde en nøjagtig placering af behandlingsudstyr eller adgang til mallektioner med reducerede omkostninger og forbedret behandlingseffektivitet. Guidewirer placeres bedst under fluoroskopi.

## 7. Foreslået profil og uddannelse for brugerne

Dette udstyr er beregnet til at blive brugt af erfarent sundhedspersonale i et klinisk miljø.



## 8. Harmoniserede standarder / Fælles specifikationer

Argon overensstemmelsesdato/version	Standardernes titel
<b>Mærkning</b>	
BS EN ISO 15223-1:2021	Medicinsk udstyr - Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information - Del 1: Generelle krav
EN ISO 20417:2021	Terminologi, symboler og oplysninger, der følger med medicinsk udstyr: Oplysninger leveret af fabrikanten med det medicinske udstyr
<b>Generelle standarder - Sterilisering</b>	
BS EN ISO 11070:2014/A1:2018	Sterile, intravaskulære kateterindroducere, guidewires og dilatatorer til engangsbrug
ISO 10555-1:2013	Intravaskulære katetre -- Sterile katetre til engangsbrug -- Del 1: Generelle krav
BS EN 556-1:2001	Sterilisation af medicinsk udstyr. Krav til medicinsk udstyr, som skal mærkes STERILT. Krav til terminalsteriliseret medicinsk udstyr
BS EN 1422:2014	Sterilisatorer til medicinske formål - Ethylenoxid-sterilisatorer - krav og prøvningsmetoder
EN ISO 11135:2019	Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Ethylenoxid - Del 1: Krav til udvikling, validering og rutinekontrol af en sterilisationsproces for medicinsk udstyr
AAMI TIR28:2016	Produktadoption og procesækvivalens for sterilisation med ethylenoxid
EN ISO 14644-1:2015	Klassificering af luftrenhed, renrum og tilhørende kontrollerede miljøer. Del 1: Klassificering af luftrenhed
EN ISO 14644-2:2015	Renrum og tilhørende kontrollerede miljøer - Del 2: Overvågning for at dokumentere renrummets ydeevne i forbindelse med luftrenhed efter partikkelkoncentration
BS EN ISO 11737-1:2018	Sterilisation af medicinsk udstyr - Mikrobiologiske metoder - Del 1: Bestemmelse af en population af mikroorganismer på produkter
BS EN ISO 10993-7:2022	Biologisk vurdering af medicinsk udstyr. Rester efter sterilisering med ethylenoxid
NSI/AAMI ST72:2019	Test for bakterielle endotoksiner
<b>Generelle standarder - Kvalitetssystem</b>	
EN ISO 13485:2016	Medicinsk udstyr. Kvalitetsstyringssystemer. Krav til forskriftsmæssige formål
<b>Risikostyring</b>	
EN ISO 14971:2019	Medicinsk udstyr - Anvendelse af risikoledeelse i forbindelse med medicinsk udstyr
<b>Biologisk sikkerhed</b>	
BS EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021	Biologisk vurdering af medicinsk udstyr - Del 1: Vurdering og testning
BS EN ISO 10993-3:2014	Biologisk vurdering af medicinsk udstyr - Del 3: Test for genotoksicitet, carcinogenicitet og reproduktionstoksicitet
BS EN ISO 10993-4:2017	Biologisk vurdering af medicinsk udstyr - Del 4: Valg af test til interaktion med blod
BS EN ISO 10993-5:2009	Biologisk vurdering af medicinsk udstyr - Del 5: Test for in vitro cytotoxicitet

<b>Argon overensstemmelsesdato/version</b>	<b>Standardernes titel</b>
BS EN ISO 10993-10:2013	Biologisk vurdering af medicinsk udstyr - Del 10: Test for irritation og hudsensibilisering
BS EN ISO 10993-11:2018	Biologisk vurdering af medicinsk udstyr - Del 11: Test for systemisk toksicitet
BS EN ISO 10993-12:2021	Biologisk vurdering af medicinsk udstyr - Del 12: Forberedelse af prøver og referencematerialer
BS EN ISO 10993-18:2020	Biologisk vurdering af medicinsk udstyr - Del 19: Fysisk-kemisk, morfologisk og topografisk karakterisering af materialerne
BS EN ISO 10993-19:2020	Standard vejledning for biokompatibilitet af pakkematerialer til medicinsk udstyr
<b>Klinisk vurdering</b>	
MEDDEV 2.7/1 Rev4	Klinisk vurdering: Vejledning til fabrikanter og bemyndigede organer
<b>Konstruktionsstyring</b>	
EN ISO 14971	Medicinsk udstyr - Anvendelse af risikoledeelse i forbindelse med medicinsk udstyr
<b>Brugbarhed</b>	
IEC 62366-1:2015 og IEC 62366-1:2015/COR1:2016	Medicinsk udstyr - Anvendelse af terminalsterilisering af medicinsk udstyr
<b>Indpakning</b>	
EN ISO 11607-1:2020	Pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr. Del 1: Krav til materialer, sterile barriersystemer og pakkesystemer.
EN ISO 11607-2:2020	Pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr. Del 2: Valideringskrav til formgivnings-, forseglings- og samleprocesser
EN ISO 2233:2001	Emballage -- Hel, fyldt transportemballage med enhedslast -- Testbetingelser
ASTM D4169 :2022	Standard praksis til testning af fragtbeholderes og -systemers ydeevne -
ASTM F2096 – 2011 (R2019)	Standard testmetode til detektion af større utætheder i medicinsk emballage vha. internt overtryk (bobletest) - ASTM F 2096-11 (2019)
ASTM F1929 - 15	Standard testmetode til detektion af større utætheder i porøs, medicinsk emballage vha. farveindtrængning - ASTM F 1929
ASTM F88 / F88M - 2021	Standard testmetode af fleksible barrierematerialers forseglingsstyrke - ASTM F88
ASTM F1980 - 2021	Standard vejledning til fremskyndet ældning af sterile barriersystemer til medicinsk udstyr - ASTM F1980
<b>Klinisk opfølgning efter udstyret er bragt i omsætning</b>	
MEDDEV 2.12/2 Rev2	Kliniske opfølgningsundersøgelser efter udstyret er bragt i omsætning
<b>Sikkerhedsovervågning</b>	
MEDDEV 2.12/1 Rev8	Vejledning til sikkerhedsovervågning af medicinsk udstyr

## 9. Revisionshistorie

Revision	Udstedelsesdato	Ændringsbeskrivelse	Revision godkendt af bemyndiget organ?
A	22. august 2022	Oprindelig udgivelse	<input type="checkbox"/> Ja Godkendelsessprog: <input type="checkbox"/> Nej (gælder kun for klasse IIa eller visse IIb implanterbare enheder, hvis SSCP endnu ikke er godkendt af det bemyndigede organ)
B	27. juli 2023	Fjernelse af Worker guidewires, klasse III enheder iht. BSI-respons. SSCP-0003 indeholder kun Argon GW, klasse III enheder iht. EU MDR 2017/746.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja Godkendelsessprog: Engelsk <input type="checkbox"/> Nej (gælder kun for klasse IIa eller visse IIb implanterbare enheder, hvis SSCP endnu ikke er godkendt af det bemyndigede organ)